



**Lista esploso carrozzella 17.56 Baby Evolution**

Rev. A del 17/11/2006



Pos.	Nr. Pz.	Code	Descrizione
1	1	FNLTES624	Bretellaggio schienale
2	1	FNLTES625	Cuscino imbottito per schienale
3	1	FNLTES627	Cuscino imbottito per sedile
4	1	FNLTES626	Bretellaggio sedile
5	1	FNLSTA074D	Staffa destra supporto schienale
6	1	FNDFIA081D	Fianco destro telaio posteriore
7	2	FCBRA002	Imbottitura bracciolo interasse 130mm
8	2	FNLSUP287	Supporto bracciolo regolabile
9	2	FNLFIA079	Fianchetto laterale para-abiti
10	2	FNLSUP286	Piastra supporto freni
11	1	FNLFIA080D	Fianco destro telaio anteriore
12	8	FNLDAD001	Dado eccentrico di regolazione
13	1	FNLSUP041D	Supporto anteriore destro forcella
14	1	FNLSUP285D	Piastra destra supporto forcella
15	2	FNLBUS128	Bussola per pedana
16	2	FNLPED189	Supporto per pedana
17	1	FNLPED188	Pedana poggiapiedi
18	1	FNLTRA201	Traverso superiore per regolazione telaio
19	1	FNLTRA202	Traverso inferiore per regolazione telaio
20	4	FNLTUB201	Tubo interno per regolazione telaio
21	1	FNLFIA080S	Fianco sinistro telaio anteriore
22	2	FCSUP113	Supporto superiore stampato per telaio
23	4	FNLBUS126	Bussola fissaggio tiranti
24	1	FNLSUP285S	Piastra sinistra supporto forcella
25	1	FNLSUP041S	Supporto anteriore sinistro forcella
26	2	FCMNO773	Manopola nera in PVC
27	2	FNLMAN049	Tubo per maniglia regolabile
28	4	FNGAN021	Ganascia ad 1 foro
29	2	FNLSCH061	Tubo schienale
30	2	FNLTRN073	Tirante laterale per regolazione schienale
31	1	FNLTRN072	Tirante centrale per schienale
32	2	FNLMAN039	Maniglia regolabile
33	1	FNLSUP293D	Supporto destro per antiribaltamento
34	1	FNLTUB209	Tubo supporto antiribaltamento
35	1	<i>in definizione</i>	Cavetto sbloccaggio schienale
36	2	FCLEV003	Leva di fissaggio a scatto
37	2	FCRUO117	Ruotina antiribaltamento da 55
38	10	FCSPE002	Spessore a mezzaluna
39	1	FNLSTA074S	Staffa sinistra supporto schienale
40	2	FNLANI016	Anima per fianchi laterali
41	1+1	FNLGAN009D/S	Gancio destro e sinistro per bloccaggio staffa schienale
42	4	FCSUP111	Supporto stampato per ruote posteriori
43	2	FCPER001	Perno ad estrazione rapida
44	2	16.79/22	Ruota posteriore completa da 22x1-1/8
45	1	FNDFIA081S	Fianco sinistro telaio posteriore
46	1	15.92	Coppia freni manuali
47	2	FCSUP112	Supporto inferiore stampato per telaio
48	4	FCCUS008	Cuscinetto a sfere
49	2	FNLPER010A	Perno per forcelle leggere
50	2	FNLFOR008	Forcella in alluminio
51	2	FCRUO074	Ruota da 125 in PU