

18.64L



78 - 84 cm



92 cm



72 cm



44 - 50 cm



36 - 38 - 40 - 42 - 44 cm



8°



59/79 cm



78 cm



42/52 cm



34 - 42 cm



90 - 102°



4 cm



75 - 120 kg



22 kg



18.64L.

Fauteuil verticalisateur activa

Ligne au design épuré et actif.

Structure en duraluminium avec finition brillante. Assise réglable en profondeur (jusqu'à +8 cm) et en hauteur (de 50 cm à 55 cm). La verticalisation se fait en tournant un levier sur la partie avant des accoudoirs vers le haut et/ou vers le bas. Cette manipulation entraîne l'activation par un levier du verin à gaz ce qui va permettre d'accompagner avec un moindre effort la verticalisation de l'utilisateur.

Les roues avant et arrière peuvent être déplacées afin de régler la hauteur d'assise et afin d'assurer une stabilité et un équilibre optimaux à l'utilisateur. L'inclinaison de l'assise peut varier de 0° à 12° dans sa partie arrière.

Le dossier est réglable en tension et est muni d'un coussin rembourré fixé sur des velcros, l'assise est équipée d'un coussin rembourré sur fond rigide en aluminium.

Largeurs d'assise disponibles: 36 cm (Junior) 38 - 40 - 42 - 44 - 46.

Poids maximum 100 kg (75 kg pour la version Junior).



Vue en détail de la verticalisation manuelle assistée par le vérin à gaz.

