



VASSILLI FRANCE
ZA SEPAT - 20 rue Sepat
82370 CAMPSAS
www.vassillifrance.fr
E-mail: info@vassillifrance.fr

BON DE COMMANDE 2021

1882N

Fauteuil électrique à dominante intérieure
Version AP1



Nom: _____
Adresse: _____
Date commande: _____ Livraison: _____

Caractéristiques du fauteuil:

Châssis en acier vernis. La profondeur est réglable:

- largeur T. 36 (Junior): profondeur 36 cm réglable jusqu'à + 10 cm.

- largeur T. 42 et T. 46: profondeur 42 cm réglable jusqu'à + 12 cm.

Assise et dossier réglables en tension et rembourrés par des coussins amovibles.

Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable vers l'avant.

Poignées réglables en hauteur. Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur.


Repose-pieds amovibles avec sangle appui-mollets; repose-pieds escamotables et réglables en hauteur. Roues

avant et arrière sur pneumatique. Paire de batteries de 42 Ah sans entretien et amovibles. 2 moteurs de 160 Watt

avec électro-frein et débrayage (roues libres). Commande électronique (joystick) de 60 Ah avec régulateur de

vitesse à 5 niveaux jusqu'à max. 7 Km/h. Chargeur de batteries de 4 Ah. Autonomie jusqu'à 5 heures ou 35 Km

dans des conditions normales et avec un usager de 90 Kg. Poids maximum. 120 Kg.



LARGEUR D'ASSISE <i>Entourez la largeur souhaitée</i>	Cde droite ou gauche	PROFONDEUR D'ASSISE	UL	Hauteur dossier	Poids patient	Couleur*	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	TARIF LPPR 9178805
36 cm							3306.11 €	3487.95 €	3487.95 €
42 cm									
46 cm									

*Couleurs disponibles : Noir, gris, vert, bleu clair, bleu foncé, rouge, jaune, orange, (autres nous contacter)

OPTIONS :



Suppl. 13.22N 13.22N46
Bascule d'assise électrique (rif. list. 153)
882.00 € HT
930.51 € TTC

Suppl. 13.22A42 13.22A46
Contre-bascule électrique (rif. list. 154)
882.00 € HT
930.51 € TTC

Suppl. 13.27-82/42 13.27-82/46
Seduta ad altezza variabile elettrica (rif. list. 148)
1209.00 € HT
1275.50 € TTC

Suppl. 13.42A
Abduction des supports de repose-jambe (rif. list. 142)
249.55 € HT
263.28 € TTC

Suppl. 14.74ES42 14.74ES46
Relève-jambes inclinables électriques séparés et amovibles non escamotables (rif. list. 68)
1116.00 € HT
1177.38 € TTC

Suppl. 14.74ESG42 14.74ESG46
Relève-jambes électriques amovibles et escamotables (rif. list. 68)
1116.00 € HT
1177.38 € TTC

Suppl. 14.74N42 14.74N46
Relève-jambes inclinables manuels séparés et amovibles non escamotables (rif. list. 69)
147.25 € HT
155.35 € TTC

Suppl. 14.74EPG42 14.74EPG46
Relève-jambes manuels amovibles et escamotables (rif. list. 69)
147.25 € HT
155.35 € TTC

Suppl. 14.92S 14.92S46
Dossier inclinable électrique (rif. list. 42)
882.00 € HT
930.51 € TTC

Suppl. 14.34EE-42 14.34EE-46
Dossier inclinable manuel (rif. list. 103)
325.50 € HT
343.40 € TTC

Suppl. 14.94-58
Kit: modulo omniplus + 2 buddy button + joystick JCM soluz. Integrale (rif. list. 39)
3642.50 € HT
3842.84 € TTC

Suppl. 13.68
Kit éclairage (rif. list. 123)
885.81 € HT
934.53 € TTC

Suppl. 14.98
Commande au menton (rif. list. 27)
1519.00 € HT
1602.55 € TTC

Suppl. 14.97-82
Kit commande au menton sur bras électrique + 2 buddy button + omni plus + joystick JCM (rif. list. 30)
4092.00 € HT
4317.06 € TTC

Suppl. 14.99BR
Commande au menton sur harnais (rif. list. 26)
1209.00 € HT
1275.50 € TTC

Suppl. 14.96S
Commande sur tablette/joystick escamotable (rif. list. 31)
691.30 € HT
729.32 € TTC


Suppl. 14.96
Commande sur tablette/joystick fixe (rif. list. 32)
328.60 € HT
346.67 € TTC




































Suppl. 14.95
Double commande (rif. list. 34)
1581.00 € HT
1667.96 € TTC

Suppl. 14.94U
Déplacement joystick/terce personne (rif. list. 35)
186.42 € HT
196.67 € TTC

Suppl. 13.26
Pantographe (rif. list. 149)
198.55 € HT
209.47 € TTC


OPTIONS :

































 <p>Suppl. 13.74 <input type="checkbox"/></p> <p>Largeur d'assise 50/55 cm (rif. list. 120) 775.00 € HT 817.63 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.03S/5 <input type="checkbox"/></p> <p>Hauteur d'assise + 5 cm (rif. list. 168) 403.00 € HT 425.17 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.03S10 <input type="checkbox"/></p> <p>Hauteur d'assise + 10 cm (rif. list. 169) 403.00 € HT 425.17 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.03- <input type="checkbox"/></p> <p>Hauteur d'assise - 5 cm (rif. list. 172) 55.80 € HT 58.87 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.09 <input type="checkbox"/></p> <p>Batteries 65° (rif. list. 163) 378.20 € HT 399.00 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.24MH 13.24MP <input type="checkbox"/></p> <p>Kit moteur + renforcés (Pneus ou bandage) (rif. list. 151) 1581.00 € HT 1667.96 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.79NPN 13.79NPU <input type="checkbox"/></p> <p>Roues AV et AR renforcées (Pneus ou bandage) (rif. list. 113) 403.00 € HT 425.17 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.08R <input type="checkbox"/></p> <p>Suspensions roues avant (rif. list. 166) 403.00 € HT 425.17 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.79A <input type="checkbox"/></p> <p>Roues AV à bandage (rif. list. 115)</p>	 <p>Suppl. 13.79 <input type="checkbox"/></p> <p>Roues AR à bandage (rif. list. 114)</p>	 <p>Suppl. 13.41N <input type="checkbox"/></p> <p>Roulettes anti bascule (rif. list. 137) 130.20 € HT 137.36 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.43B <input type="checkbox"/></p> <p>Roulettes anti bascule/balancier (rif. list. 138) 248.00 € HT 261.64 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.12A <input type="checkbox"/></p> <p>Monte-trottoir (rif. list. 160) 460.35 € HT 485.67 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.94S <input type="checkbox"/></p> <p>Télécommande verrouillage fauteuil à distance (rif. list. 254) 589.00 € HT 621.40 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.89ME <input type="checkbox"/></p> <p>Accroche taxis. (rif. list. 45) 697.50 € HT 735.86 € TTC</p>	
 <p>Suppl. 14.71DM <input type="checkbox"/></p> <p>Relève-jambe manuel dynamique à poussée (rif. list. 74) 418.50 € HT 441.52 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.71DTB <input type="checkbox"/></p> <p>Relève-jambe manuel dynamique à traction (rif. list. 74) 418.50 € HT 441.52 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.83D <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête dynamique (rif. list. 50) 232.50 € HT 245.29 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.83D2 <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête dynamique pour le transport en voiture (rif. list. 51) 434.00 € HT 457.87 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.33DE <input type="checkbox"/></p> <p>Dossier dynamique (rif. list. 105) 488.25 € HT 515.10 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.32C-42 14.32C-46 <input type="checkbox"/></p> <p>Assise coulissante manuelle (rif. list. 107) 899.00 € HT 948.45 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.32E <input type="checkbox"/></p> <p>Assise coulissante électrique (rif. list. 106) 1767.00 € HT 1864.19 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.03MD 14.03MS <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudoirs multi fonction droit ou gauche (rif. list. 109) 375.10 € HT 395.73 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.00S <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudoirs enveloppant avant à 90° (rif. list. 176) 255.00 € HT 269.03 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.00N <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudoirs enveloppant à 45°/45° (rif. list. 176) 255.00 € HT 269.03 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.86 <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudoirs ergonomiques 1 côté (rif. list. 13) 99.00 € HT 104.45 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.88 <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudoirs ergonomiques 2 côtés (rif. list. 12) 99.00 € HT 104.45 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.73H 14.73H46 <input type="checkbox"/></p> <p>Repose-pieds en aluminium réglables en angle (rif. list. 72) 124.00 € HT 130.82 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.73H6-42 14.73H6-46 <input type="checkbox"/></p> <p>Repose-pieds + 6 cm en aluminium réglables en angle (rif. list. 70) 176.70 € HT 186.42 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.76-42 14.76-46 <input type="checkbox"/></p> <p>Plaque repose-pieds en aluminium pour palettes plastique (rif. list. 63) 155.00 € HT 163.53 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.76H <input type="checkbox"/></p> <p>Plaque aluminium pour palettes aluminium (rif. list. 62) 186.00 € HT 196.23 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.37R <input type="checkbox"/></p> <p>Sangles talonnières (rif. list. 144) 65.10 € HT 68.68 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.37 <input type="checkbox"/></p> <p>Sangles de pieds (rif. list. 145) 57.75 € HT 60.93 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.62N <input type="checkbox"/></p> <p>Harnais (rif. list. 81) 248.00 € HT 261.64 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.66H <input type="checkbox"/></p> <p>Sangle thoracique (rif. list. 79) 115.00 € HT 121.33 € TTC</p>



OPTIONS :



 <p>Suppl. 14.66PL <input type="checkbox"/></p> <p>Sangle pelvienne (rif. list. 78) 115.00 € HT 121.33 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.58 <input type="checkbox"/></p> <p>Plôt d'abduction (rif. list. 131) 120.90 € HT 127.55 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.23 <input type="checkbox"/></p> <p>Protège-vêtements rembourrés (rif. list. 108) 144.40 € HT 152.34 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.67 <input type="checkbox"/></p> <p>Rembourrages /articulations de repose-jambes (rif. list. 124) 139.50 € HT 147.17 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.53MMD 14.53MMS <input type="checkbox"/></p> <p>Tablette rembourrée av ec découpe joy stick. Fixation sous accoudeur par bayonnette (rif. list. 90) 210.80 € HT 222.39 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.54URE <input type="checkbox"/></p> <p>Tablette en ABS, rabattable avec découpe joy stick. (rif. list. 86) 210.80 € HT 222.39 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.51URE <input type="checkbox"/></p> <p>Tablette transparente, rabattable avec découpe pour joy stick (rif. list. 92) 210.80 € HT 222.39 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.48A <input type="checkbox"/></p> <p>Câle tronc escamotable (préciser droite ou gauche) (rif. list. 136) 144.15 € HT 152.08 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.48SN <input type="checkbox"/></p> <p>Câle tronc (préciser droite ou gauche) (rif. list. 135) 82.15 € HT 86.67 € TTC</p>	 <p>Suppl. 22.56E38/48 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin d'assise économique 38 a 48 (rif. list. 8) 108.50 € HT 114.47 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.15SB42 13.15SB46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin d'assise rembourré monté sur sangles réglables en tension (rif. list. 156) 269.70 € HT 284.53 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.15SD42 13.15SD46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin d'assise rembourré monté sur fond rigide (rif. list. 157) 539.40 € HT 569.07 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.15SH 13.15SH46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin de dossier rembourré monté sur sangles réglables en tension (rif. list. 156) 269.70 € HT 284.53 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.15SC42 13.15SC46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin de dossier rembourré monté sur fond rigide (rif. list. 158) 539.40 € HT 569.07 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.06-42E 21.06-46E <input type="checkbox"/></p> <p>Schienale posturale anatomico su fondo rigido (rif. list. 21) 496.00 € HT 523.28 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.06B40 21.06B46 <input type="checkbox"/></p> <p>Dossier postural anatomique monté sur sangles réglables en tension (rif. list. 22) 328.60 € HT 346.67 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.82E42 14.82E46 <input type="checkbox"/></p> <p>Prolongateur de dossier (rif. list. 52) 117.08 € HT 123.52 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.81A <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête aux côtés réglables en angle (rif. list. 53) 434.00 € HT 457.87 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.82E <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête postural enveloppant (rif. list. 16) 263.50 € HT 277.99 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.81EN <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête postural fixe (rif. list. 183) 403.00 € HT 425.16 € TTC</p>
 <p>Suppl. 21.80E <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête enveloppant occipital (rif. list. 17) 248.00 € HT 261.64 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.78EN <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête enveloppant réglable (rif. list. 18) 232.50 € HT 245.29 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.40 <input type="checkbox"/></p> <p>Barre d'appui (rif. list. 19) 232.50 € HT 245.29 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.11 <input type="checkbox"/></p> <p>Barre de protection joy stick (rif. list. 161) 62.00 € HT 65.41 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.03 <input type="checkbox"/></p> <p>Rétroviseur (rif. list. 173) 52.70 € HT 55.60 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.05 <input type="checkbox"/></p> <p>Porte béquille (x1) (rif. list. 167) 21.70 € HT 22.89 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.38 <input type="checkbox"/></p> <p>Porte obus (rif. list. 143) 170.50 € HT 179.88 € TTC</p>	 <p>Suppl. C-COLOR-TP <input type="checkbox"/></p> <p>Kit jantes couleur châssis (rif. list. 113) 403.00 € HT 425.17 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.78SA <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudeurs longs 40x10 99.00 € HT 104.45 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.78SAC <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudeurs longs incurvés 40x10 99.00 € HT 104.45 € TTC</p>		

Note:



"Bon pour commande" Nom et fonction du signataire + cachet de la société	Adresse de livraison	Adresse de facturation si différente

Adjonctions et/ou options particulières aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique

9384982 - VHP, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.

Déplacement du boîtier de commande standard (à l'exclusion du changement de côté) avec adaptation de l'accès au boîtier sans modification de celui-ci pour la mise en place :

- d'une commande manuelle adaptée en un point quelconque du fauteuil (sur tablette ou non) ;
- d'une commande actionnée par la tête (langue exclue), la nuque, l'épaule, le coude, le genou ou le pied de l'utilisateur ;
- d'une commande actionnée par l'accompagnateur.

35,71 € TTC

9384976 - VHP, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.

Mise en place d'un boîtier de commande de type autre que le boîtier de commande standard avec adaptation personnalisée prévu actuellement pour :

- une commande à la langue, au souffle, à la voix ou en un point quelconque de la tête, s'agissant d'un boîtier de commande hors série;
- commande avec clavier;
- double commande (utilisateur-accompagnateur).

714.26 € TTC