

**Fauteuil électrique à dominante intérieure**  
Version AP2



Nom: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Date commande: \_\_\_\_\_ Livraison: \_\_\_\_\_

**Caractéristiques du fauteuil:**

Châssis en acier vernis. La profondeur est réglable:

- largeur T. 36 (Junior): profondeur 36 cm réglable jusqu'à + 10 cm.
- largeur T. 42 et T. 46: profondeur 42 cm réglable jusqu'à + 12 cm.

Assise et dossier réglables en tension et rembourrés par des coussins amovibles.

Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable vers l'avant.

Poignées réglables en hauteur. Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur.


Repose-pieds amovibles avec sangle appui-mollets ; repose-pieds escamotables et réglables en hauteur. Roues

avant et arrière sur pneumatique. Paire de batteries de 42 Ah sans entretien et amovibles. 2 moteurs de 160 Watt

avec électro-frein et débrayage (roues libres). Commande électronique (joystick) de 60 Ah avec régulateur de

vitesse à 5 niveaux jusqu'à max. 7 Km/h. Chargeur de batteries de 4 Ah. Autonomie jusqu'à 5 heures ou 35 Km

dans des conditions normales et avec un usager de 90 Kg. Poids maximum. 120 Kg.



LARGEUR D'ASSISE <i>Entourez la largeur souhaitée</i>	Cde droite ou gauche	PROFONDEUR D'ASSISE	UL	Hauteur dossier	Poids patient	Couleur*	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	TARIF LPPR 9178811
36 cm							3732.71 €	3938.01 €	3938.01 €
42 cm									
46 cm									

\* Couleurs disponibles : Noir, gris, vert, bleu clair, bleu foncé, rouge, jaune, orange, (autres nous contacter)

**OPTIONS :**



Suppl.   
13.22N  
13.22N46  
Bascule d'assise électrique (rif. list. 153)  
882.00 € HT  
930.51 € TTC

Suppl.   
13.22A42  
13.22A46  
Contre-bascule électrique (rif. list. 154)  
882.00 € HT  
930.51 € TTC

Suppl.   
13.27-82/42  
13.27-82/46  
Seduta ad altezza variabile elettrica (rif. list. 148)  
1209.00 € HT  
1275.50 € TTC

Suppl.   
13.42A  
Abduction des supports de repose-jambe (rif. list. 142)  
249.55 € HT  
263.28 € TTC

Suppl.   
14.74ES42  
14.74ES46  
Relève-jambes inclinables électriques séparés et amovibles non escamotables (rif. list. 68)  
1116.00 € HT  
1177.38 € TTC

Suppl.   
14.74ESG42  
14.74ESG46  
Relève-jambes électriques amovibles et escamotables (rif. list. 68)  
1116.00 € HT  
1177.38 € TTC

Suppl.   
14.74N42  
14.74N46  
Relève-jambes inclinables manuels séparés et amovibles non escamotables (rif. list. 69)

Suppl.   
14.74EPG42  
14.74EPG46  
Relève-jambes manuels amovibles et escamotables (rif. list. 69)

Suppl.   
14.92S  
14.92S46  
Dossier inclinable électrique (rif. list. 42)

Suppl.   
14.34EE-42  
14.34EE-46  
Dossier inclinable manuel (rif. list. 103)  
325.50 € HT  
343.40 € TTC

Suppl.   
14.94-58  
Kit: modulo omniplus + 2 buddy button + joystick JCM soluz. Integrale (rif. list. 39)  
3642.50 € HT  
3842.84 € TTC

Suppl.   
13.68  
Kit éclairage (rif. list. 123)  
885.81 € HT  
934.53 € TTC

Suppl.   
14.98  
Commande au menton (rif. list. 27)  
1519.00 € HT  
1602.55 € TTC

Suppl.   
14.97-82  
Kit commande au menton sur bras électrique + 2 buddy button + omni plus + joystick JCM (rif. list. 30)  
4092.00 € HT  
4317.06 € TTC

Suppl.   
14.99BR  
Commande au menton sur harnais (rif. list. 26)  
1209.00 € HT  
1275.50 € TTC

Suppl.   
14.96S  
Commande sur tablette/joystick escamotable (rif. list. 31)  
691.30 € HT  
729.32 € TTC

Suppl.   
14.96  
Commande sur tablette/joystick fixe (rif. list. 32)  
328.60 € HT  
346.67 € TTC

Suppl.   
14.95  
Double commande (rif. list. 34)  
1581.00 € HT  
1667.96 € TTC


Suppl.   
14.94U  
Déplacement joystick/tierce personne (rif. list. 35)  
186.42 € HT  
196.67 € TTC

Suppl.   
13.26  
Pantographe (rif. list. 149)  
198.55 € HT  
209.47 € TTC

**OPTIONS :**




Suppl. 13.74




Largueur d'assise 50/55 cm (rif. list. 120)  
775.00 € HT  
817.63 € TTC

Suppl. 13.03S/5




Hauteur d'assise + 5 cm (rif. list. 168)  
403.00 € HT  
425.17 € TTC

Suppl. 13.03S10




Hauteur d'assise + 10 cm (rif. list. 169)  
403.00 € HT  
425.17 € TTC

Suppl. 13.03-




Hauteur d'assise - 5 cm (rif. list. 172)  
55.80 € HT  
58.87 € TTC

Suppl. 13.09




Batteries 65° (rif. list. 163)  
378.20 € HT  
399.00 € TTC

Suppl. 13.24MH 13.24MP




Kit moteur + renforcés (Pneus ou bandage) (rif. list. 151)  
1581.00 € HT  
1667.96 € TTC

Suppl. 13.79NPN 13.79NPU




Roues AV et AR renforcées (Pneus ou bandage) (rif. list. 113)  
403.00 € HT  
425.17 € TTC

Suppl. 13.08R




Suspensions roues avant (rif. list. 166)  
403.00 € HT  
425.17 € TTC

Suppl. 13.79A




Roues AV à bandage (rif. list. 115)

Suppl. 13.79




Roues AR à bandage (rif. list. 114)

Suppl. 13.41N




Roulettes anti bascule (rif. list. 137)  
130.20 € HT  
137.36 € TTC

Suppl. 13.43B




Roulettes anti bascule/balancier (rif. list. 138)  
248.00 € HT  
261.64 € TTC

Suppl. 13.12A




Monte-trottoir (rif. list. 160)  
460.35 € HT  
485.67 € TTC

Suppl. 14.94S




Télécommande/verrouillage f fauteuil à distance (rif. list. 254)  
589.00 € HT  
621.40 € TTC

Suppl. 14.89ME




Accroche taxis. (rif. list. 45)  
697.50 € HT  
735.86 € TTC

Suppl. 14.71DM




Relèv e-jambe manuel dynamique à poussée (rif. list. 74)  
418.50 € HT  
441.52 € TTC

Suppl. 14.71DTB




Relèv e-jambe manuel dynamique à traction (rif. list. 74)  
418.50 € HT  
441.52 € TTC

Suppl. 14.83D




Appui-tête dynamique (rif. list. 50)  
232.50 € HT  
245.29 € TTC

Suppl. 14.83D2




Appui-tête dynamique pour le transport en voiture (rif. list. 51)  
434.00 € HT  
457.87 € TTC

Suppl. 14.33DE




Dossier dynamique (rif. list. 105)  
488.25 € HT  
515.10 € TTC

Suppl. 14.32C-42 14.32C-46 14.32C-46




Assise coulissante manuelle (rif. list. 107)  
899.00 € HT  
948.45 € TTC

Suppl. 14.32E




Assise coulissante électrique (rif. list. 106)  
1767.00 € HT  
1864.19 € TTC

Suppl. 14.03MD 14.03MS




Accoudoirs multi fonction droit ou gauche (rif. list. 109)  
375.10 € HT  
395.73 € TTC

Suppl. 13.00S




Accoudoirs env eloppant avant a 90° (rif. list. 176)  
255.00 € HT  
269.03 € TTC

Suppl. 13.00N




Accoudoirs env eloppant a 45°/145° (rif. list. 176)  
255.00 € HT  
269.03 € TTC

Suppl. 21.86




Accoudoirs ergonomiques 1 côté (rif. list. 13)  
99.00 € HT  
104.45 € TTC

Suppl. 21.88




Accoudoirs ergonomiques 2 côtés (rif. list. 12)  
99.00 € HT  
104.45 € TTC

Suppl. 14.73H 14.73H46




Repose-pieds en aluminium réglables en angle (rif. list. 72)  
124.00 € HT  
130.82 € TTC

Suppl. 14.73H6-42 14.73H6-46




Repose-pieds + 6 cm en aluminium réglables en angle (rif. list. 70)  
176.70 € HT  
186.42 € TTC

Suppl. 14.76-42 14.76-46




Plaque repose-pieds en aluminium pour palettes plastique (rif. list. 63)  
155.00 € HT  
163.53 € TTC

Suppl. 14.76H




Plaque aluminium pour palettes aluminium (rif. list. 62)  
186.00 € HT  
196.23 € TTC

Suppl. 13.37R




Sangles talonnières (rif. list. 144)  
65.10 € HT  
68.68 € TTC

Suppl. 13.37




Sangles de pieds (rif. list. 145)  
57.75 € HT  
60.93 € TTC

Suppl. 14.62N



Harnais (rif. list. 81)  
248.00 € HT  
261.64 € TTC

Suppl. 14.66H



Sangle thoracique (rif. list. 79)  
115.00 € HT  
121.33 € TTC

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_































\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**OPTIONS :**



 <p>Suppl. 14.66PL <input type="checkbox"/></p> <p>Sangle pelvienne (rif. list. 78) 115.00 € HT 121.33 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.58 <input type="checkbox"/></p> <p>Plôt d'abduction (rif. list. 131) 120.90 € HT 127.55 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.23 <input type="checkbox"/></p> <p>Protège-vêtements rembourrés (rif. list. 108) 144.40 € HT 152.34 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.67 <input type="checkbox"/></p> <p>Rembourrages /articulations de repose-jambes (rif. list. 124) 139.50 € HT 147.17 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.53MMD 14.53MMS <input type="checkbox"/></p> <p>Tablette rembourrée avec découpe joy stick. Fixation sous accoudoir par bayonnette (rif. list. 90) 210.80 € HT 222.39 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.54URE <input type="checkbox"/></p> <p>Tablette en ABS, rabattable avec découpe joy stick. (rif. list. 86) 210.80 € HT 222.39 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.51URE <input type="checkbox"/></p> <p>Tablette transparente, rabattable avec découpe pour joy stick (rif. list. 92) 210.80 € HT 222.39 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.48A <input type="checkbox"/></p> <p>Câle tronc escamotable (préciser droite ou gauche) (rif. list. 136) 144.15 € HT 152.08 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.48SN <input type="checkbox"/></p> <p>Câle tronc (préciser droite ou gauche) (rif. list. 135) 82.15 € HT 86.67 € TTC</p>	 <p>Suppl. 22.56E38/48 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin d'assise économique 38 a 48 (rif. list. 8) 108.50 € HT 114.47 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.15SB42 13.15SB46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin d'assise rembourré monté sur sangles réglables en tension (rif. list. 156) 269.70 € HT 284.53 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.15SD42 13.15SD46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin d'assise rembourré monté sur fond rigide (rif. list. 157) 539.40 € HT 569.07 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.15SH 13.15SH46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin de dossier rembourré monté sur sangles réglables en tension (rif. list. 156) 269.70 € HT 284.53 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.15SC42 13.15SC46 <input type="checkbox"/></p> <p>Coussin de dossier rembourré monté sur fond rigide (rif. list. 158) 539.40 € HT 569.07 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.06-42E 21.06-46E <input type="checkbox"/></p> <p>Schienale posturale anatomico su fondo rigido (rif. list. 21) 496.00 € HT 523.28 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.06B40 21.06B46 <input type="checkbox"/></p> <p>Dossier postural anatomique monté sur sangles réglables en tension (rif. list. 22) 328.60 € HT 346.67 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.82E42 14.82E46 <input type="checkbox"/></p> <p>Prolongateur de dossier (rif. list. 52) 117.08 € HT 123.52 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.81A <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête aux côtés réglables en angle (rif. list. 53) 434.00 € HT 457.87 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.82E <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête postural enveloppant (rif. list. 16) 263.50 € HT 277.99 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.81EN <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête postural fixe (rif. list. 183) 403.00 € HT 425.16 € TTC</p>
 <p>Suppl. 21.80E <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête enveloppant occipital (rif. list. 17) 248.00 € HT 261.64 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.78EN <input type="checkbox"/></p> <p>Appui-tête enveloppant réglable (rif. list. 18) 232.50 € HT 245.29 € TTC</p>	 <p>Suppl. 21.40 <input type="checkbox"/></p> <p>Barre d'appui (rif. list. 19) 232.50 € HT 245.29 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.11 <input type="checkbox"/></p> <p>Barre de protection joystick (rif. list. 161) 62.00 € HT 65.41 € TTC</p>
 <p>Suppl. 13.03 <input type="checkbox"/></p> <p>Rétroviseur (rif. list. 173) 52.70 € HT 55.60 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.05 <input type="checkbox"/></p> <p>Porte béquille (x1) (rif. list. 167) 21.70 € HT 22.89 € TTC</p>	 <p>Suppl. 13.38 <input type="checkbox"/></p> <p>Porte obus (rif. list. 143) 170.50 € HT 179.88 € TTC</p>	 <p>Suppl. C-COLOR-TP <input type="checkbox"/></p> <p>Kit jantes couleur châssis (rif. list. 113) 403.00 € HT 425.17 € TTC</p>
 <p>Suppl. 14.78SA <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudoirs longs 40x10 99.00 € HT 104.45 € TTC</p>	 <p>Suppl. 14.78SAC <input type="checkbox"/></p> <p>Accoudoirs longs incurvés 40x10 99.00 € HT 104.45 € TTC</p>		

Note:

---



---



---



---



---



---

"Bon pour commande" Nom et fonction du signataire + cachet de la société	Adresse de livraison	Adresse de facturation si différente

**Adjonctions et/ou options particulières aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique**

**9384982 - VHP, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.**

Déplacement du boîtier de commande standard (à l'exclusion du changement de côté) avec adaptation de l'accès au boîtier sans modification de celui-ci pour la mise en place :

- d'une commande manuelle adaptée en un point quelconque du fauteuil (sur tablette ou non) ;
- d'une commande actionnée par la tête (langue exclue), la nuque, l'épaule, le coude, le genou ou le pied de l'utilisateur ;
- d'une commande actionnée par l'accompagnateur.

35,71 € TTC

**9384976 - VHP, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.**

Mise en place d'un boîtier de commande de type autre que le boîtier de commande standard avec adaptation personnalisée prévu actuellement pour :

- une commande à la langue, au souffle, à la voix ou en un point quelconque de la tête, s'agissant d'un boîtier de commande hors série;
- commande avec clavier;
- double commande (utilisateur-accompagnateur).

714.26 € TTC