



18.92

RAMPEGA & DRIVE

Caractéristiques du fauteuil:

Caractéristiques du fauteuil:

Fauteuil électrique compact avec châssis en acier vernis.

Hauteur d'assise réglable électrique de 40 cm à max. 53 cm. Par vérin électrique avec commande sur joystick. Coussin d'assise rembourré amovible, avec revêtement en lycra bi élastique sur fond en aluminium. Dossier réglable en tension, rembourré par coussin fixé par velcro, réglable en inclinaison jusqu'à 80° par des molettes. Appui-tête rembourré réglable en hauteur et amovible.

Accoudoirs rembourrés réglables en hauteur avec verrouillage rapide et à hauteur variable. Les accoudoirs se baissent jusqu'au niveau de l'assise.

Repose-pieds amovibles et pivotants avec sangle appui-mollets.

Repose-pieds pivotants, réglables en hauteur.


Roues avant sur pneumatiques de Ø200 et arrière, à traction, de Ø320 sur pneumatique.


2 batteries de 32 Ah sans entretien et amovibles.


2 moteurs de 160 Watt avec électro-freins et débrayage (roues libres). Commande électronique (joystick) de 60 Ah avec régulateur de vitesse à 5 niveaux jusqu'à max. 6 Km/h. Chargeur de batteries électrique de 5 Ah. Autonomie jusqu'à max. 4 heures ou 30 Km en conditions normales avec un utilisateur de 90 Kg. Poids maximum. 120 Kg

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	x	
STANDARD	40 cm				5,402.84 €	5,700.00 €	2,781.76 €		LPPR 9178886
	45 cm				5,402.84 €	5,700.00 €	2,781.76 €		

Couleur châssis	Noir métallisé	Rouge brillant	Vert brillant
<i>Entourer votre choix</i>	Bleu foncé brillant	Orange brillant	
	Bleu clair brillant	Vert/jaune fluo	

Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	x	
Assise/dossier/RJ électriques						
DE SERIE	Lift électrique de 40 cm à 53 cm					 14.92S
14.92	Dossier inclinable électrique	1,406.16 €	1,483.50 €			
14.73HE	Palette monobloc à HV électrique	1,406.16 €	1,483.50 €			

Roues/roulettes et options sur roues						x	
DE SERIE	Roues AV pneus DIAM 200X50					 14.90 14.89P	
13.79A	Roues AV 200X50 à bandage souple	62.40 €	65.83 €				
DE SERIE	Roues AR en pneumatiques gonflables DIAM 320						
13.79HV	Roues AR 320 à bandage souple	210.00 €	221.55 €				
C-COLOR-TP	Jantes couleur châssis	483.60 €	510.20 €				
13.70E	Garde boue/roues traction	102.30 €	107.93 €				
13.70F	Garde boue/roues pivotantes	167.40 €	176.61 €				
13.08R	Suspensions roues AV	483.60 €	510.20 €				
13.41R	Roulettes anti-bascule	130.20 €	137.36 €				

KIT CONDUITE						x	
14.90	3 POINT LOCK/Fixation électrique au véhicule	1,785.60 €	1,883.81 €			 14.90 14.89P	
14.89	3 POINT LOCK/Fixation manuelle au véhicule	542.50 €	572.34 €				
14.89P	Dispositif de fixation/3 point lock	260.40 €	274.72 €				




Référence	Désignation	LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR		
COMMANDES/SUPPORTS DE COMMANDES						X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Manipulateur VR2 sur support fixe</i>	<i>Droite</i>		<i>Gauche</i>			
13.26C	Pantographe		226.92 €	239.40 €			
14.95S	Double commande	9384976	677.03 €	714.27 €	714.27 €		14.95S
14.94U	Déplacement support de commande	9384982	212.04 €	223.70 €	35.71 €		
13.11	Protection manipulateur		74.40 €	78.49 €			
14.98/R	Commande au menton/bras articulé	9384982	1,395.00 €	1,471.73 €	35.71 €		14.98/R
14.99	Commande au menton sur harnais		812.42 €	857.10 €	35.71 €		
14.94-50	Kit commande omnibus+JCM+2		3,106.20 €	3,277.04 €			14.94-50
14.94-80	2 contacteurs/Rnet		613.80 €	647.56 €			

DOSSIER						X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>						
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.		323.64 €	341.44 €			13.15SH/SD
13.15SD	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647.28 €	682.88 €			

ASSISE						x	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>						
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension		323.64 €	341.44 €			13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647.28 €	682.88 €			
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130.20 €	137.36 €			22.56

APPUI-TETE						x	
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297.60 €	313.97 €			21.80E
21.78E	Appui-tête orientable		279.00 €	294.35 €			
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316.20 €	333.59 €			21.82E
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483.60 €	510.20 €			

AUTRES OPTIONS	Désignation	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	x		
14.54UR	Tablette en ABS gris	223.20 €	235.48 €				
14.51UR	Tablette transparente	252.96 €	266.87 €				
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison	148.00 €	156.14 €				
14.73H6	Palettes repose-pieds +6 cm aluminium réglables en inclinaison	212.00 €	223.66 €				
13.48	Câle tronc Droite Gauche	98.58 €	104.00 €				
13.48A	Câle tronc orientable Droite Gauche	172.98 €	182.49 €				13.48A
13.68HE	Kit feux de route	885.81 €	934.53 €				13.68HE
14.89S	Accroche-taxis	279.00 €	294.35 €				
14.66H	Sangle thoracique	130.20 €	137.36 €				
14.62N	Harnais	297.60 €	313.97 €				14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne	130.20 €	137.36 €				14.66PL
13.37	Sangles maintien du pied	69.30 €	73.11 €				13.37



Observations/Fabrications spéciales

<p><i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i></p>	<p><i>Adresse de livraison</i></p>	<p><i>Adresse de facturation si différente</i></p>
--	------------------------------------	--