



**17.68N FAUTEUIL MANUEL EVOLUTION LIGHT**



Profondeur d'assise : 42 cm avec possibilité de réglage jusqu'à 50 cm (avec supplément toile).  
Châssis en duralluminium à double croisillon.  
Accoudoirs en aluminium rabattables type "Desk"  
Assise rembourrée. Dossier réglable en hauteur de 38 à 46 cm.  
Poignées pour accompagnateur réglables en hauteur  
Roues avant à bandage souple de Ø180.  
Roues arrière Ø600 en alliage léger, sur pneumatique, à démontage rapide. Freins de stationnement.  
Poids maximum. 120 Kg. Version 36 : 75 kg


	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	X
CONFIGURATION FAUTEUIL	36 cm				529.85 €	558.99 €	558.99 €	CODE LPPR 9178780
	40 cm				529.85 €	558.99 €	558.99 €	
	42 cm				529.85 €	558.99 €	558.99 €	
	44 cm				529.85 €	558.99 €	558.99 €	
	46 cm				529.85 €	558.99 €	558.99 €	
	48 cm				529.85 €	558.99 €	558.99 €	

**Couleur châssis** Noir semi opaque VR000101N      Jaune opaque VR000504G  
Entourer votre choix Bleu outremer VR000203BL      Vert mousse VR000600V  
Rouge VR000302R      Gris métallisé VR000700GR

Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
<b>Accoudoirs</b>					
14.04	Accoudoirs Desk réglables en hauteur	158.54 €	167.26 €		 14.04C      14.78/C
14.79L	Accoudoirs classic	0.00 €	0.00 €		
14.04C	Accoudoirs Classic réglables en hauteur	158.54 €	167.26 €		
14.78/C	Accoudoirs rabattables	158.54 €	167.26 €		









<b>Palettes repose-pieds</b>					X
<i>DE SERIE Potences escamotables</i>					
14.76	Plaque aluminium	186.00 €	196.23 €		 21.84EVL
14.22TO	Palette monobloc rabattable	151.56 €	159.90 €		
21.84EVL	Palettes repose-pieds séparées réglables en inclinaison	93.00 €	98.12 €		




<b>Roues/roulettes et options sur roues</b>					X
<i>DE SERIE Roues Av/bandages DIAM 180</i>					
R120-PU	Roues AV 120 à bandage souple	37.20 €	39.25 €		 13.61
R150-PU	Roues AV 150 à bandage souple	37.20 €	39.25 €		
14.61/24-1	Roues AR 24"/bandages souples-T40+42+46+48	48.36 €	51.02 €		
14.61/22-1	Roues AR 22"/bandages souples-T36	50.22 €	52.98 €		
13.61D	Kit hémiplégique Droit	274.35 €	289.44 €	289.44 €	
13.61S	Kit hémiplégique Gauche	274.35 €	289.44 €	289.44 €	
13.81D	Frein DMC Droit	275.28 €	290.42 €		
13.81S	Frein DMC Gauche	275.28 €	290.42 €		
13.10E	Roues AR 300 TRANSIT	70.68 €	74.57 €		
13.47C	Roulettes anti-basculer	130.20 €	137.36 €		
13.47EV	Roulettes anti-basculer escamotables	295.00 €	311.23 €		 13.47EV
13.44	Roulettes pour passages étroits	126.48 €	133.44 €		
13.65	Kit pour amputés	122.76 €	129.51 €		
13.20	Freins à tambour/roues 24"	204.60 €	215.85 €		
15.92P	Rallonges de frein	63.23 €	66.71 €		


Référence	Désignation	CODE LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X	
<b>DOSSIER</b>							
<i>DE SERIE</i>	<i>14.34E Dossier inclinable manuel</i>					X	 21.06B
21.06B	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.	9384947	394.32 €	416.01 €	34.90 €		
13.40	Coussin de dossier rembourré 5 cm.		113.28 €	119.51 €	34.90 €		

						LPPR	X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise NYLON</i>						 22.56	
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm	9384947	130.20 €	137.36 €	34.90 €			

						LPPR	X	
14.82E	Prolongateur de dossier		133.92 €	141.29 €	63.41 €		 14.82E	
21.82E	Appui-tête postural enveloppant	9384901	316.20 €	333.59 €	63.41 €			
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483.60 €	510.20 €	63.41 €			

						LPPR	X	
14.51UR	Tablette rabattable	9384930	252.96 €	266.87 €	76.84 €		 13.48A  13.05  13.02  13.38U  14.66H  14.62N  13.37  13.37R	
14.54UR	Tablette en ABS grise rabattable		252.96 €	266.87 €	76.84 €			
13.48	Câle tronc Droite Gauche		98.58 €	104.00 €				
13.48A	Câle tronc orientable Droite Gauche		172.98 €	182.49 €				
13.05	Porte béquilles		26.04 €	27.47 €				
13.02	Tige porte-sérum		120.90 €	127.55 €				
13.38U	Porte obus universel en acier		204.60 €	215.85 €				
13.58	Plôt d'abduction		145.08 €	153.06 €				
14.66H	Sangle thoracique		130.20 €	137.36 €				
14.62N	Harnais		297.60 €	313.97 €				
14.66PL	Sangles pelvienne		130.20 €	137.36 €				
13.37	Sangles de chevilles		69.30 €	73.11 €				
13.37R	Sangles talonnières		78.12 €	82.42 €				

ADAPTATIONS	Désignation	CODE LPPR	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	X	
13.03+	Augmentation de la hauteur d'assise + 5 cm		158.40 €	167.11 €		 13.03+  13.76  13.63+	
13.03-	Réduction de la hauteur d'assise -5 cm		158.40 €	167.11 €			
13.76L50	Largeur d'assise 50 cm		Nous consulter				
13.76L55	Largeur d'assise 55 cm		Nous consulter				
13.63+	Profondeur d'assise + 5 cm		122.76 €	129.51 €			



Observations/Fabrications spéciales...

<p><i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i></p>	<p><i>Adresse de livraison</i></p>	<p><i>Adresse de facturation si différente</i></p>
--	------------------------------------	--