



17.82N

EVOLUTION ELECTRONIC DOSSIER FIXE

Caractéristiques du fauteuil:

Disponible en 3 largeurs d'assise
Largeur 36 (Junior): profondeur minimum 36 cm. Poids maxi : 75 kg
Largeurs 42 et 46: profondeur minimum 42 cm.

Châssis en acier vernis, pliant après avoir retiré le bloc batteries amovible. Double croisillons. Assise et dossier rembourrés. Poignées de poussée réglables en hauteur. Accoudoirs escamotables type "Desk" avec manchettes rembourrées en polyuréthane et protège-vêtements en ABS. palettes repose-pieds séparées, amovibles et escamotables. Sangle appui-mollet. Palettes repose-pieds réglables en hauteur. Roues avant de diamètre 200 sur pneumatiques gonflables. Roues arrière diamètre 300 sur pneumatiques gonflables. 2 batteries de 42 Ah sans entretien. Chargeur fourni. 2 moteurs de 160 Watts avec électrofreins. Autonomie : environ 35 km. Vitesse max 7 km/heure. Poids utilisateur maxi 120 kg pour le châssis adulte. 75 kg pour le châssis junior.




	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	X
STANDARD	36 cm				2,561.91 €	2,702.82 €	2,702.82 €	LPPR 9178917
	42 cm				2,561.91 €	2,702.82 €	2,702.82 €	
	46 cm				2,561.91 €	2,702.82 €	2,702.82 €	

Couleur châssis	Noir métallisé	Rouge brillant	Vert brillant
Entourer votre choix	Bleu foncé brillant Bleu clair brillant	Orange brillant Vert/jaune fluo	
















Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
13.63+4/6	Profondeur d'assise +	+4/6 cm	122.76 €	129.51 €		
13.63+8/10	Profondeur d'assise +	+ 8/10 cm	122.76 €	129.51 €		


Equipements de série						X
	Dossier fixe					
	Potences escamotables					

Roues/roulettes et options sur roues						
DE SERIE	Roues AV pneus DIAM 200X50					
13.79A	Roues AV 200X50 à bandage souple		62.40 €	65.83 €		
DE SERIE	Roues AR sur pneumatiques gonflables DIAM 320					
13.79HV	Roues AR 320 à bandage souple		210.00 €	221.55 €		
13.41EVL	Roulettes anti-basculé		130.20 €	137.36 €		

COMMANDES/SUPPORTS DE COMMANDES						X
DE SERIE	Manipulateur VR2 monté sur support fixe		Droite		Gauche	
13.26C	Pantographe		226.92 €	239.40 €		
14.95S	Double commande	9384976	677.03 €	714.27 €	714.27 €	 14.95S
14.94U	Déplacement support de commande	9384982	212.04 €	223.70 €	35.71 €	
13.11	Protection manipulateur		74.40 €	78.49 €		
14.96EVL	Commande sur tablette		394.32 €	416.01 €	35.71 €	
14.96S	Commande sur tablette escamotable	9384982	829.56 €	875.19 €	35.71 €	 14.96S
14.98/R	Commande au menton/bras articulé		1,395.00 €	1,471.73 €	35.71 €	
14.99BR	Commande au menton sur harnais		812.42 €	857.10 €	35.71 €	 14.98/R



Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X		
DOSSIER							X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier NYLON</i>							
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.		323.64 €	341.44 €			 13.15SH/SC	
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647.28 €	682.88 €				
ASSISE							x	
14.34EE	Dossier inclinable manuel		390.60 €	412.08 €				
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise NYLON</i>							
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension		323.64 €	341.44 €			 13.15SB/SD	
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647.28 €	682.88 €				
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130.20 €	137.36 €			 22.56	
ACCOUDOIRS							x	
<i>DE SERIE</i>	<i>Accoudoirs Desk rabattables</i>							
14.79E	Accoudoirs Classic							
14.04	Accoudoirs Desk rabattables réglables en hauteur		158.54 €	167.26 €				
14.04C	Accoudoirs Classic réglables en hauteur		158.54 €	167.26 €				
APPUI-TETE							x	
14.82E	Prolongateur de dossier		133.92 €	141.29 €			14.82E 	
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297.60 €	313.97 €			 21.80E	
21.78E	Appui-tête orientable		279.00 €	294.35 €				
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483.60 €	510.20 €				
AUTRES OPTIONS							x	
14.51UR	Tablette transparente		252.96 €	266.87 €				
14.54UR	Tablette en ABS gris		223.20 €	235.48 €				
13.48	Câle tronc	Droite Gauche	98.58 €	104.00 €				
13.48A	Câle tronc orientable	Droite Gauche	172.98 €	182.49 €			 13.48A	
13.68HE	Kit feux de route		885.81 €	934.53 €			 13.68HE	
14.89S	Accroche-taxis		279.00 €	294.35 €				
14.66H	Sangle thoracique		130.20 €	137.36 €				
14.62N	Harnais		297.60 €	313.97 €			 14.62N	
14.66PL	Sangles pelvienne		108.50 €	114.47 €			 14.66PL	
13.37	Sangles maintien du pied		69.30 €	73.11 €			 13.37	
13.37R	Sangles talonnières		78.12 €	82.42 €			 13.37R	
14.75	Relève-jambes manuels		176.70 €	186.42 €				
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison		148.00 €	156.14 €			 14.73H	
14.73H6	Palettes repose-pieds réglables en inclinaison + longues de 6 cm		212.00 €	223.66 €				
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique		186.00 €	196.23 €				
14.76H	Plaque aluminium/palettes aluminium		223.20 €	235.48 €			 14.76/14.76H	
13.58	Plôt d'abduction		145.08 €	153.06 €				
14.45ZB	Porte obus		204.60 €	215.85 €				
13.05	Porte béquilles		26.04 €	27.47 €				
13.03	Rétroviseur		63.24 €	66.72 €				



Observations/Fabrications spéciales

<p><i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i></p>	<p><i>Adresse de livraison</i></p>	<p><i>Adresse de facturation si différente</i></p>
--	------------------------------------	--