



18.64LA

HILO UP

Caractéristiques du fauteuil:

La largeur d'assise est réglable jusqu'à + 4 cm.

La profondeur d'assise est réglable comme suit :

- largeur 36 cm (Junior): profondeur minimum 36 cm réglable jusqu'à + 10 cm.

- largeur 42 cm et 46 cm : profondeur minimum 42 cm réglable jusqu'à + 12 cm.

Verticalisation per vérin à gaz avec commande par manivelle de l'accoudoir. Vérin à gaz adapté au poids du patient (le poids du patient devra systématiquement être précisé au moment de la commande).

Assise et dossier équipés de sangles réglables en tension avec une housse rembourrée.

Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable.

Poignées réglables en hauteur et sangle thoracique de maintien. Freins manuels.

Appui sous rotulien rembourrés et amovibles. Repose-pieds réglables en hauteur et escamotables.

Coussin appui-mollets. Protège-vêtements en aluminium, amovibles

Roues avant pivotantes de Ø120 à bandage. Roues arrière ultra légères de Ø600 sur pneumatique à démontage rapide

Poids maxi. de 75 Kg. (Junior) jusqu'à 90 Kg. (adultes)



	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	X
STANDARD	36 cm				4,436.02 €	4,680.00 €	2,344.19 €	LPPR 9178834
	38 cm				4,436.02 €	4,680.00 €	2,344.19 €	
	40 cm				4,436.02 €	4,680.00 €	2,344.19 €	
	42 cm				4,436.02 €	4,680.00 €	2,344.19 €	
	44 cm				4,436.02 €	4,680.00 €	2,344.19 €	
	46 cm				4,436.02 €	4,680.00 €	2,344.19 €	
	48 cm				4,436.02 €	4,680.00 €	2,344.19 €	

Couleur châssis Noir semi opaque RAL 9005

Jaune opaque RAL 1021


Entourer votre choix Bleu outremer RAL5002



Vert mousse RAL 6005


Rouge RAL 3003


Gris métallisé RAL 9006


Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
Roues/roulettes et options sur roues				LPPR	X
DE SERIE	Roues AV /bandages DIAM 120				
14.61/24-1	Roues AR 24"/bandages souples-T40-48				
14.61/22-1	Roues AR 22"/bandages souples-T36				
13.55	Roues AV à démontage rapide	92.44 €	97.52 €		
13.61D	Kit hémiplégique Droit	274.35 €	289.44 €	289.44 €	13.61
13.61S	Kit hémiplégique Gauche	274.35 €	289.44 €	289.44 €	
13.43HM	Roulettes anti-bascule	130.20 €	137.36 €		13.43GB
13.43GB	Roulettes anti-bascule /balancier	362.70 €	382.65 €		
13.47EV	Roulettes anti-basculés escamotables	295.00 €	311.23 €		13.47EV
13.45	Roulettes pour passages étroits	122.40 €	129.13 €		
13.20	Freins à tambour/roues 24"	204.60 €	215.85 €		
15.92P	Rallonges de frein	63.23 €	66.71 €		


Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
DOSSIER						
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.	LPPR 9384947	323.64 €	341.44 €	34.90 €	 13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647.28 €	682.88 €	34.90 €	

					LPPR	X
ASSISE						
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension	LPPR 9384947	323.64 €	341.44 €	34.90 €	 13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647.28 €	682.88 €	34.90 €	
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130.20 €	137.36 €	34.90 €	 22.56

					LPPR	X
RELEVE-JAMBES/POTENCES						
<i>DE SERIE</i>	<i>Palettes séparées. Appui sous-rotulien amovible</i>					
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison		148.00 €	156.14 €		 14.76
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique		186.00 €	196.23 €		

					LPPR	X
APPUI-TETE						
14.82E	Prolongateur de dossier		133.92 €	141.29 €	63.41 €	 14.82E 21.82E
21.82E	Appui-tête postural enveloppant	LPPR 9384901	316.20 €	333.59 €	63.41 €	
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483.60 €	510.20 €	63.41 €	

AUTRES OPTIONS	Désignation		Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	X
<i>DE SERIE</i>	<i>Sangle thoracique</i>					
14.62N	Harnais		297.60 €	313.97 €		 14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne		130.20 €	137.36 €		
13.37	Sangles de chevilles		69.30 €	73.11 €		
13.37	Sangles talonnières		78.12 €	82.42 €		



Observations/Fabrications spéciales...

<i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i>	<i>Adresse de livraison</i>	<i>Adresse de facturation si différente</i>