



18.70

HILO VARIO - FAUTEUIL MULTIPOSITIONS

Caractéristiques du fauteuil:

Fauteuil roulant électrique multipositions

Bascule d'assise

Lift

Position debout/couchée

Proclive/déclive

Dossier inclinable synchronisé avec les relève-jambes






Appui-tête réglable et amovible ; sangle thoracique et accoudoirs réglables en largeur et en hauteur. Protège-vêtements en ABS amovibles et réglables en largeur. Repose-pieds amovibles et réglables en hauteur avec appui-mollets rembourrés. Roues avant pivotantes de Ø210 sur pneumatique avec système d'écartement du châssis avant pour une stabilité optimale ; roues arrière à traction de Ø380 sur pneumatique. Roulettes anti-basculade à balancier, réglables et amovibles. Les batteries sont de 65 Ah sans entretien. 2 moteurs de 300 Watt avec électrofrein.


	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Segment jambier	Hauteur de dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	X
STANDARD	36 cm				15,165.88 €	16,000.00 €	5,187.48 €	LPPR 9178840
	42 cm				15,165.88 €	16,000.00 €	5,187.48 €	
	46 cm				15,165.88 €	16,000.00 €	5,187.48 €	


Couleur châssis	Noir métallisé VR100N	Rouge brillant VR303R	Vert brillant VR601V
<i>Entourer votre choix</i>	Bleu brillant VR205BL	Orange brillant VR400A	
	Bleu clair brillant VR	Vert/jaune fluo VR502G	




Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
Assise/dossier/RJ électriques					X
<i>DE SERIE</i>	<i>Relève-jambes synchronisés avec l'inclinaison du dossier</i>				
14.74HV**	Relève-jambes inclinables électrique indépendants	1,796.76 €	1,895.58 €		
13.31HE	Relève-jambes inclinables électrique	1,525.20 €	1,609.09 €		
** ATTENTION	<i>Poids utilisateur maxi 75 kg</i>				
Roues/roulettes et options sur roues					X
<i>DE SERIE</i>	<i>Roues AV pneus DIAM 210</i>				
DE SERIE	Roues AR sur pneumatiques gonflables DIAM 320				
13.79P	Roues AV et AR /bandage souple	483.60 €	510.20 €		
C-COLOR-TP	Jantes couleur châssis	483.60 €	510.20 €		
13.70F	Garde boue roues AV	167.40 €	176.61 €		
13.70E	Garde boue roues AR	102.30 €	107.93 €		
13.12HV	Monte-trottoir	552.42 €	582.80 €		
13.43RM	Roulettes anti basculade/roues renforcées	130.20 €	137.36 €		
Moteurs/batteries					
DE SERIE	2 moteurs 300 Watts				
DE SERIE	2 batteries sans entretien 65 Ah				
13.01	Batteries 80Ah	457.56 €	482.73 €		






















Référence	Désignation	LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	
COMMANDES/SUPPORTS DE COMMANDES						X
<i>DE SERIE</i>	<i>Manipulateur R-NET selon configuration monté sur support escamotable</i>	<i>Droite</i>		<i>Gauche</i>		
14.95V	Double commande	9384976	677.03 €	714.27 €	714.27 €	 14.95V
14.94U	Déplacement support de commande	9384982	212.04 €	223.70 €	35.71 €	 14.96RP
13.11	Protection manipulateur		74.40 €	78.49 €		
14.96RP	Commande sur tablette escamotable		941.16 €	992.92 €	35.71 €	 14.98/R
14.97-70	Kit Commande au menton+2 contacteurs+omniplus+joystick JCM		4,910.40 €	5,180.47 €	35.71 €	 14.98/R
14.99BR	Commande au menton sur harnais		1,450.80 €	1,530.59 €	35.71 €	 14.94-50
14.98/R	Commande au menton/structure métal/2 joystick		1,395.00 €	1,471.73 €		
14.94-50	Kit commande omniplus+JCM+2 contacteurs/Rnet		3,106.20 €	3,277.04 €		
14.94-10	Ecran omniplus seul		1,785.60 €	1,883.81 €		
14.94-30	Module Bluetooth (Androïd)		651.00 €	686.81 €		
14.9430I	Module Bluetooth (Apple)		911.10 €	961.21 €		
14.94-80	2 contacteurs pour R-Net		613.80 €	647.56 €		

DOSSIER						X
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier réglable et montée sur sangles réglables en tension</i>					
21.06F	Plaque fond de dossier rigide		245.52 €	259.02 €		
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.		323.64 €	341.44 €		13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647.28 €	682.88 €		

ASSISE						X
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>					
21.18F	Plaque/fond d'assise incurvé		323.64	341.44 €		
21.18FP	Plaque/fond d'assise plat		323.64	341.44 €		
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension		323.64 €	341.44 €		13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré sur fond rigide		647.28 €	682.88 €		

APPUI-TETE						X
14.83D	kit système dynamique vérin à gaz pour appui-tête		279.00 €	294.35 €		
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297.60 €	313.97 €		 21.80E
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316.20 €	333.59 €		 21.82E
14.81E	Appui-tête postural fixe		483.60 €	510.20 €		
14.81A	Appui-tête avec côtés réglables en angle		520.80 €	549.44 €		 14.81A

AUTRES OPTIONS	Désignation		Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	x		
14.51UR	Tablette transparente		252.96 €	266.87 €				
14.54UR	Tablette en ABS gris		223.20 €	235.48 €				
13.48	Câble tronc	Droite Gauche	98.58 €	104.00 €				
13.48A	Câble tronc orientable	Droite Gauche	172.98 €	182.49 €				 13.48A
13.00/S	Accoudoirs enveloppant 90°		255.00 €	269.03 €				 13.00/S
13.00/N	Accoudoirs enveloppant 45° - DE SERIE							 13.00/N
DE SERIE	Protège-vêtements							
14.23H	Protège-vêtements rembourrés		165.54 €	174.64 €				
14.23A	Protège-vêtements réglables en abduction		241.80 €	255.10 €				
14.23AB	Protège-vêtements réglables en abduction et en hauteur		334.80 €	353.21 €				 14.23AB
13.68HE	Kit feux de route		885.81 €	934.53 €				 13.68HE
13.03	Rétroviseur		63.24 €	66.72 €				
DE SERIE	Appui sous-rotulien escamotable et amovible							
13.42	Appui sous-rotulien / sangles réglables amovible		205.84 €	217.16 €				 13.42
14.89S	Accroche-taxis		279.00 €	294.35 €				
14.23H	Protège-vêtements rembourrés		165.54 €	174.64 €				
DE SERIE	Sangle thoracique		0.00 €	0.00 €				
14.62N	Harnais		297.60 €	313.97 €				 14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne		108.50 €	114.47 €				 14.66PL
13.37	Sangles maintien du pied		69.30 €	73.11 €				 13.37
13.37R	Sangles talonnières		78.12 €	82.42 €				 13.37R
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison		148.00 €	156.14 €				 14.73H
14.73H6	Palettes repose-pieds réglables en inclinaison + longues de 6 cm		212.00 €	223.66 €				
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique		186.00 €	196.23 €				 14.76/14.76H
14.76H	Plaque aluminium/palettes aluminium		223.20 €	235.48 €				
21.86	Manchettes accoudoir 1 côté incurvé		102.92 €	108.58 €				 21.86
21.88	Manchettes accoudoir 2 côtés incurvés		122.76 €	129.51 €				21.88



Observations/Fabrications spéciales

<p><i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i></p>	<p><i>Adresse de livraison</i></p>	<p><i>Adresse de facturation si différente</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------