



18.82N

**FAUTEUIL COMPACT ELECTRIQUE - DOSSIER INCLINABLE**

**Caractéristiques du fauteuil:**

Châssis en acier vernis. La profondeur est réglable:

- largeur T. 36 (Junior): profondeur 36 cm réglable jusqu'à + 10 cm.
- largeur T. 42 et T. 46: profondeur 42 cm réglable jusqu'à + 12 cm.

Assise et dossier réglables en tension et rembourrés par des coussins amovibles.

Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable vers l'avant.

Poignées réglables en hauteur. Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur.






Repose-pieds amovibles avec sangle appui-mollets ; repose-pieds escamotables et réglables en hauteur. Roues avant et arrière sur pneumatique. Paire de batteries de 42 Ah sans entretien et amovibles. 2 moteurs de 160 Watt avec électro-frein et débrayage (roues libres). Commande électronique (joystick) de 60 Ah avec régulateur de vitesse à 5 niveaux jusqu'à max. 7 Km/h. Chargeur de batteries de 4 Ah. Autonomie jusqu'à 5 heures ou 35 Km dans des conditions normales et avec un usager de 90 Kg. Poids maximum. 120 Kg pour le châssis adulte.


	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	x	
STANDARD	36 cm				3,732.71 €	3,938.01 €	<b>3,938.01 €</b>		LPPR 9178811
	42 cm				3,732.71 €	3,938.01 €	<b>3,938.01 €</b>		
	46 cm				3,732.71 €	3,938.01 €	<b>3,938.01 €</b>		



<b>Couleur châssis</b>	Noir métallisé	Rouge brillant	Vert brillant
<i>Entourer votre choix</i>	Bleu foncé brillant Bleu clair brillant	Orange brillant Vert/jaune fluo	





Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X	
<i>SUPPL 13.74H</i>	<i>LARGEURS D'ASSISE HORS STANDARD - FABRICATION SPECIALE</i>	50 cm 55 cm	<i>NOUS CONTACTER</i>				
13.03-	Hauteur d'assise	- 5 cm	483.60 €	510.20 €			
13.03S5	Hauteur d'assise	+ 5 cm	483.60 €	510.20 €			
13.03S10	Hauteur d'assise	+ 10 cm	483.60 €	510.20 €			
<b>Assise/dossier/RJ</b>							
13.22N	Bascule d'assise électrique		967.20 €	1,020.40 €			13.22N
13.27-82	Lift électrique		1,450.80 €	1,530.59 €			13.27-82
14.34EE	Dossier inclinable manuel		390.60 €	412.08 €			14.34EE
14.92S	Dossier inclinable électrique	<b>DE SERIE</b>					14.92S
14.74E	Relève-jambes inclinables électrique séparés**		1,339.20 €	1,412.86 €			14.74E
	Potences escamotables - non inclinables						
14.74N	Relève-jambes inclinables manuels	<b>DE SERIE</b>					14.74N
<b>Roues/roulettes et options sur roues</b>							
	Roues AV pneus DIAM 200X50	<b>DE SERIE</b>					
13.79A	Roues AV 200X50 à bandage souple		62.40 €	65.83 €			
	Roues AR sur pneumatiques gonflables DIAM 320	<b>DE SERIE</b>					
13.79HV	Roues AR 320 à bandage souple		210.00 €	221.55 €			
13.79S	Roues AV et AR renforcées/pneu		483.60 €	510.20 €			
13.79P	Roues AV et AR renforcées/bandage souple		483.60 €	510.20 €			
C-COLOR-TP	Jantes couleur châssis		483.60 €	510.20 €			
13.43	Roulettes anti-basculer		130.20 €	137.36 €			13.43
13.43B	Roulettes anti-basculer /balancier		156.24 €	164.83 €			
13.43RM	Roulettes anti basculer/roues renforcées		130.20 €	137.36 €			
<b>Moteurs/batteries</b>							
DE SERIE	2 moteurs 160 Watts						
13.24MH	Kit moteur + puissant et roues renforcées/pneu		1,581.00 €	1,667.96 €			
13.24MP	Kit moteur + puissant et roues renforcées/bandage		1,581.00 €	1,667.96 €			
DE SERIE	Batteries 42Ah						
13.09	Batteries 65 Ah		446.40 €	470.95 €			

















Référence	Désignation	LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	
<b>COMMANDES/SUPPORTS DE COMMANDES</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Manipulateur VR2 ou R-NET selon configuration monté sur support fixe</i>	<i>Droite</i>		<i>Gauche</i>		
13.26C	Pantographe		226.92 €	239.40 €		
14.95S	Double commande	9384976	677.03 €	714.27 €	714.27 €	 14.95S
14.94U	Déplacement support de commande	9384982	212.04 €	223.70 €	35.71 €	
13.11	Protection manipulateur		74.40 €	78.49 €		
14.96	Commande sur tablette	9384982	394.32 €	416.01 €	35.71 €	 14.96S
14.96S	Commande sur tablette escamotable		829.56 €	875.19 €	35.71 €	
14.98/R	Commande au menton/bras articulé		1,395.00 €	1,471.73 €	35.71 €	
14.99BR	Commande au menton sur harnais		1,450.00 €	1,529.75 €	35.71 €	 14.98/R
14.94-50	Kit commande omniplus+JCM+2 contacteurs/Rnet		3,106.20 €	3,277.04 €		 14.94-50
14.97-82	kit commande au menton/bras articulé électrique+2 contacteurs + omniplus+joystick JCM		4,910.40 €	5,180.47 €		 14.94-50


<b>DOSSIER</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.		323.64 €	341.44 €		 13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647.28 €	682.88 €		

<b>ASSISE</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension		323.64 €	341.44 €		 13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647.28 €	682.88 €		
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130.20 €	137.36 €		 22.56

<b>APPUI-TETE</b>						<b>X</b>
14.82E	Prolongateur de dossier		133.92 €	141.29 €		 14.82E
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297.60 €	313.97 €		 21.80E
21.78E	Appui-tête orientable		279.00 €	294.35 €		
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316.20 €	333.59 €		 21.82E
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483.60 €	510.20 €		
14.81A	Appui-tête avec côtés réglables en angle		520.80 €	549.44 €		 14.81A



AUTRES OPTIONS	Désignation		Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	x		
14.51UR	Tablette transparente		252.96 €	266.87 €				
14.54UR	Tablette en ABS gris		223.20 €	235.48 €				
13.48	Câble tronc	Droite Gauche	98.58 €	104.00 €				
13.48A	Câble tronc orientable	Droite Gauche	172.98 €	182.49 €				13.48A
13.58	Plôt d'abduction		145.08 €	153.06 €				
13.00/S	Accoudoirs enveloppant 90°		255.00 €	269.03 €				13.00/S
13.00/N	Accoudoirs enveloppant 45°		255.00 €	269.03 €				13.00/N
14.23H	Protège-vêtements rembourrés		165.54 €	174.64 €				
13.03	Rétroviseur		63.24 €	66.72 €				
13.05	Porte béquille		26.04 €	27.47 €				
13.38	Porte obus		204.60 €	215.85 €				
13.68HE	Kit feux de route		885.81 €	934.53 €				13.68HE
14.89S	Accroche-taxis		279.00 €	294.35 €				
14.66H	Sangle thoracique		130.20 €	137.36 €				
14.62N	Harnais		297.60 €	313.97 €				14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne		108.50 €	114.47 €				14.66PL
13.37	Sangles maintien du pied		69.30 €	73.11 €				13.37
13.37R	Sangles talonnières		78.12 €	82.42 €				13.37R
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison		148.00 €	156.14 €				14.73H
14.73H6	Palettes repose-pieds réglables en inclinaison + longues de 6 cm		212.00 €	223.66 €				
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique		186.00 €	196.23 €				14.76/14.76H
14.76H	Plaque aluminium/palettes aluminium		223.20 €	235.48 €				
14.78SA	Manchettes accoudoirs PLATES 40x10		148.80 €	156.98 €				
14.78SAC	Manchettes accoudoirs INCURVES 40x10		148.80 €	156.98 €				
21.86	Manchette acoudoir 1 côté incurvé		102.92 €	108.58 €				21.86
21.88	Manchettes accoudoir 2 côtés incurvés		122.76 €	129.51 €				21.88



***Observations/Fabrications spéciales***

<p><i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i></p>	<p><i>Adresse de livraison</i></p>	<p><i>Adresse de facturation si différente</i></p>
--	------------------------------------	--