



19.98N

**FAUTEUIL ELECTRIQUE - SPACE - AP2**

Châssis en acier vernis.

Les dimensions de la largeur d'assise sont réglables jusqu'à + 6 cm.

Les dimensions de la profondeur d'assise sont réglables jusqu'à + 12 cm.

L'assise et le dossier sont équipés de toiles réglables en tension. Le dossier est réglable en hauteur et en angle jusqu'à 2

Les accoudoirs sont rembourrés, amovibles, réglables en hauteur. Les protège-vêtements sont fixés aux accoudoirs et réglables en hauteur. Les palettes repose-pieds sont pivotantes et réglables en hauteur. Les roues avant pivotantes ont un diamètre de Ø230 sur pneumatiques, les roues arrière, à traction ont un diamètre de Ø360x80 sur pneumatique, jantes aluminium et équipées d'amortisseurs. Deux batteries de 65 Ah sans entretien. Deux moteurs de 300 Watt avec électrofreins. Kit route de série. Jostick de 80 Ah avec réglage de 5 vitesses jusqu'à max. 10 Km/h. Autonomie jusqu'à 5 heures ou 50 Km en conditions normales d'utilisation, avec un usager de 90 Kg. Chargeur de 8Ah fourni. Poids max. 120 Kg

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	x	
STANDARD	36 cm				5,592.42 €	5,900.00 €	3,938.01 €		LPPR 9178811
	42 cm				5,592.42 €	5,900.00 €	3,938.01 €		
	46 cm				5,592.42 €	5,900.00 €	3,938.01 €		

<b>Couleur châssis</b>	Noir métallisé	Rouge brillant	Vert brillant
<b>Entourer votre choix</b>	Bleu foncé brillant	Orange brillant	
	Bleu clair brillant	Vert/jaune fluo	





Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	x
<i>SUPPL 13.74S55</i>	<i>LARGEURS D'ASSISE HORS STANDARD - FABRICATION SPECIALE</i>	50 cm 55 cm	<i>NOUS CONTACTER</i>			
13.03-EL	Hauteur d'assise	- 5 cm	483.60 €	510.20 €		
13.03S5	Hauteur d'assise	+ 5 cm	483.60 €	510.20 €		
13.03S10	Hauteur d'assise	+ 10 cm	483.60 €	510.20 €		


<b>Assise/dossier/RJ électriques</b>						
13.22S	Bascule d'assise électrique		967.20 €	1,020.40 €		13.22N
13.27	Lift électrique		1,089.34 €	1,149.25 €		13.27-82
14.92S	Dossier inclinable électrique	<b>DE SERIE</b>				14.92S
14.74ESG	Relève-jambes inclinables électrique séparés, amovibles et pivotants		1,339.20 €	1,412.86 €		14.74
14.74N	Relève-jambes inclinables manuels	<b>DE SERIE</b>				



<b>Roues/roulettes et options sur roues</b>						
<b>DE SERIE</b>	Roues AV pneus DIAM 230					
13.29N	Roues AV 230x75 à bandage souple		97.43 €	102.79 €		
<b>DE SERIE</b>	Roues AR sur pneumatiques gonflables DIAM 360x80					
13.33	Roues AR 350 à bandage souple		133.92 €	141.29 €		
13.79SPN	Roues AV et AR renforcées/pneu		483.60 €	510.20 €		
13.79SPU	Roues AV et AR renforcées/bandage souple		483.60 €	510.20 €		
<b>C-COLOR-TP</b>	Jantes couleur châssis		483.60 €	510.20 €		
13.41S1	Roulettes anti-basculer		130.20 €	137.36 €		13.43B
13.41S2	Roulettes anti-basculer /TRACTION AVANT		156.24 €	164.83 €		
13.43RM	Roulettes anti bascule/roues renforcées		130.20 €	137.36 €		





<b>Moteurs/batteries</b>						
<b>DE SERIE</b>	2 moteurs 300 Watts à propulsion					
13.25N	Kit moteur TRACTION AVANT		846.30 €	892.85 €		
<b>DE SERIE</b>	Batteries 65 Ah					
13.01	Batteries 80 Ah		457.56 €	482.73 €		
















Référence	Désignation	LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	
<b>COMMANDES/SUPPORTS DE COMMANDES</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Manipulateur VR2 ou R-NET selon configuration monté sur support fixe</i>	<i>Droite</i>		<i>Gauche</i>		
13.26C	Pantographe		226.92 €	239.40 €		
14.95S	Double commande	9384976	677.03 €	714.27 €	714.27 €	 14.95S
14.94U	Déplacement support de commande	9384982	212.04 €	223.70 €	35.71 €	
13.11	Protection manipulateur		74.40 €	78.49 €		
14.96	Commande sur tablette	9384982	394.32 €	416.01 €	35.71 €	 14.96S
14.96S	Commande sur tablette escamotable		829.56 €	875.19 €	35.71 €	
14.98/R	Commande au menton/bras articulé		1,395.00 €	1,471.73 €	35.71 €	 14.98/R
14.99BR	Commande au menton sur harnais		1,450.00 €	1,529.75 €	35.71 €	
14.94-10	Ecran Omniplus/R-net		1,785.60 €	1,883.81 €		
14.94-50	Kit commande omniplus+JCM+2 contacteurs/Rnet		3,106.20 €	3,277.04 €		
14.94-80	Deux contacteurs		613.80 €	647.56 €		 14.94-50
14.97-98	kit commande au menton/bras articulé électrique+2 contacteurs + omniplus+joystick JCM		4,910.40 €	5,180.47 €		


<b>DOSSIER</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.		323.64 €	341.44 €		 13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647.28 €	682.88 €		

<b>ASSISE</b>						<b>X</b>
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension		323.64 €	341.44 €		 13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647.28 €	682.88 €		
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130.20 €	137.36 €		 22.56

<b>APPUI-TETE</b>						<b>X</b>
14.82E	Prolongateur de dossier		133.92 €	141.29 €		14.82E 
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297.60 €	313.97 €		 21.80E
21.78E	Appui-tête orientable		279.00 €	294.35 €		
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316.20 €	333.59 €		 21.82E
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483.60 €	510.20 €		
14.81A	Appui-tête avec côtés réglables en angle		520.80 €	549.44 €		 14.81A



AUTRES OPTIONS	Désignation	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	x		
14.51UR	Tablette transparente	252.96 €	266.87 €				
14.54UR	Tablette en ABS gris	223.20 €	235.48 €				
13.48	Câle tronc Droite Gauche	98.58 €	104.00 €				
13.48A	Câle tronc orientable Droite Gauche	172.98 €	182.49 €				13.48A
13.58	Plôt d'abduction	145.08 €	153.06 €				
13.00/S	Accoudoirs enveloppant 90°	255.00 €	269.03 €				13.00/S
13.00/N	Accoudoirs enveloppant 45°	255.00 €	269.03 €				13.00/N
14.23L	Protège-vêtements rembourrés	165.54 €	174.64 €				
13.03	Rétroviseur	63.24 €	66.72 €				
13.05	Porte béquille	26.04 €	27.47 €				
13.38	Porte obus	204.60 €	215.85 €				
13.68HE	Kit feux de route	885.81 €	934.53 €				13.68HE
14.89S	Accroche-taxis **NON CRASH TESTE**	279.00 €	294.35 €				
14.66H	Sangle thoracique	130.20 €	137.36 €				
14.62N	Harnais	297.60 €	313.97 €				14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne	108.50 €	114.47 €				14.66PL
13.37	Sangles maintien du pied	69.30 €	73.11 €				13.37
13.37R	Sangles talonnières	78.12 €	82.42 €				13.37R
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison	148.00 €	156.14 €				14.73H
14.73H6	Palettes repose-pieds réglables en inclinaison + longues de 6 cm	212.00 €	223.66 €				
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique	186.00 €	196.23 €				14.76/14.76H
14.76H	Plaque aluminium/palettes aluminium	223.20 €	235.48 €				
14.78SA	Manchettes accoudoirs PLATES 40x10	148.80 €	156.98 €				
14.78SAC	Manchettes accoudoirs INCURVES 40x10	148.80 €	156.98 €				
21.86	Manchette acoudoir 1 côté incurvé	102.92 €	108.58 €				21.86
21.88	Manchettes accoudoir 2 côtés incurvés	122.76 €	129.51 €				21.88



***Observations/Fabrications spéciales***

<p><i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i></p>	<p><i>Adresse de livraison</i></p>	<p><i>Adresse de facturation si différente</i></p>
--	------------------------------------	--