



12.60

FAUTEUIL MANUEL STANDARD ACIER



Fauteuil standard manuel, châssis en acier, pliant à croisillon. Assise et dossier en toile synthétique, lavable et avec rembourrages intérieurs. Poignées pour accompagnateur; accoudoirs réglables type "Desk" avec rembourrages en polyuréthane et protège-vêtements en ABS. Palettes rebattables et amovibles avec sangles appui-mollets. Repose-pieds réglables en hauteur et amovibles. Roues avant de diam 180 à bandage souple. Roues AR de diam 600 en pneumatiques avec main courante chromée pour la propulsion. Freins de stationnement.

Poids maximum. 120 Kg.

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	X	CODE INDIVIDUEL
12.60-42	42 cm				529,85 €	558,99 €	558,99 €		9178923
12.60-46	46 cm				529,85 €	558,99 €	558,99 €		
12.60-50	50 cm				529,85 €	558,99 €	558,99 €		

Couleur châssis Noir semi opaque VR000101N

Jaune opaque VR000504G

Entourer votre choix Bleu outremer VR000203BL

Vert mousse VR000600V

Rouge VR000302R

Gris métallisé VR000700GR


Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X	
<b>Accoudoirs</b>						
14.77D	Accoudoirs Desk réglables en hauteur	158,54 €	167,26 €			14.77D
13.49	Accoudoirs classic	114,00 €	120,27 €			
14.77	Accoudoirs Classic réglables en hauteur	158,54 €	167,26 €			14.77

<b>Palettes repose-pieds</b>						X	
<i>DE SERIE</i> Potences escamotables							
14.76	Plaque aluminium/repose-pieds	186,00 €	196,23 €				
21.84P	Palettes repose-pieds séparées réglables en inclinaison	93,00 €	98,12 €			21.84	

<b>Roues/roulettes et options sur roues</b>						X	
<i>DE SERIE</i> Roues Av/bandages DIAM 180							
13.10	Roues de transit diam 300	70,68 €	74,57 €				
14.61/24-1	Roues AR 24"/bandages souples	48,36 €	51,02 €				
13.52	Roues AR à démontage rapide	89,70 €	94,63 €				
13.60D	Kit hémipédagogue Droit	274,35 €	289,44 €	289,44 €		13.60	
13.60S	Kit hémipédagogue Gauche	274,35 €	289,44 €	289,44 €			
13.81D	Frein DMC Droit	275,28 €	290,42 €				
13.81S	Frein DMC Gauche	275,28 €	290,42 €				
13.46	Roulettes anti-basculer	130,20 €	137,36 €				
13.45	Roulettes pour passages étroits	126,48 €	133,44 €				
13.65	Kit pour amputés	122,76 €	129,51 €				
13.18	Freins à tambour/roues 24"	204,60 €	215,85 €				
15.92P	Rallonges de frein	63,23 €	66,71 €				






Référence	Désignation	CODE LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X	
<b>DOSSIER</b>							
<i>DE SERIE</i>	<i>Dossier fixe en toile</i>					X	
14.34P	Dossier inclinable		390,60 €	412,08 €			
13.40	Coussin de dossier rembourré 5 cm.	9384947	130,20 €	137,36 €	34,90 €		

						LPPR	X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise NYLON</i>							
14.86	Assise garde robe		292,50 €	308,59 €				
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm	9384947	130,20 €	137,36 €	34,90 €			22.56

						LPPR	X	
14.82E	Prolongateur de dossier		133,92 €	141,29 €	63,41 €			
21.82E	Appui-tête postural enveloppant	9384901	316,20 €	333,59 €	63,41 €			14.82E
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483,60 €	510,20 €	63,41 €			

						LPPR	X	
14.51U	Tablette transparente		252,96 €	266,87 €	76,84 €			
14.54U	Tablette en ABS grise	9384930	252,96 €	266,87 €	76,84 €			
13.48	Câle tronc Droite Gauche		98,58 €	104,00 €				
13.48A	Câle tronc orientable Droite Gauche		172,98 €	182,49 €				13.48A
13.05	Porte béquilles		26,04 €	27,47 €				
13.02	Tige porte-sérum		120,90 €	127,55 €				13.02
13.38U	Porte obus universel en acier		204,60 €	215,85 €				
14.66H	Sangle thoracique		130,20 €	137,36 €				
14.62N	Harnais		297,60 €	313,97 €				14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne		130,20 €	137,36 €				
13.37	Sangles de chevilles		69,30 €	73,11 €				13.37
13.37	Sangles talonnières		78,12 €	82,42 €				

ADAPTATIONS	Désignation	CODE LPPR	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	X		
13.03+	Augmentation de la hauteur d'assise + 5 cm		158,40 €	167,11 €				13.03+
13.03-	Réduction de la hauteur d'assise -5 cm		158,40 €	167,11 €				
13.63+	Profondeur d'assise + 5 cm		122,76 €	129,51 €				13.63+



**Observations/Fabrications spéciales...**

<p><i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i></p>	<p><i>Adresse de livraison</i></p>	<p><i>Adresse de facturation si différente</i></p>
--	------------------------------------	--