



17.56

**BABY EVOLUTION CHASSIS FIXE**



Châssis compact en duralluminium avec assise réglable en profondeur, en largeur et en hauteur. Protège-vêtements en aluminium.  
Assise et dossier rembourrés avec sangles réglables en tension.  
Dossier rabattable vers l'avant et réglable en hauteur et en inclinaison avec poignées de poussée réglables en hauteur.  
Palette monobloc en aluminium, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison.  
Roues avant de Ø120 à bandage souple; roues arrière ultra légères de Ø560, sur pneumatiques à démontage rapide et réglables en hauteur.  
Freins de stationnement  
Poids max. 75 Kg.

Sélectionner largeur d'assise :					
22 cm	<input type="checkbox"/>	24 cm	<input type="checkbox"/>	26 cm	<input type="checkbox"/>
28 cm	<input type="checkbox"/>	30 cm	<input type="checkbox"/>	32 cm	<input type="checkbox"/>
		34 cm	<input type="checkbox"/>		

<b>Couleur châssis</b>	Noir semi opaque RAL 9005	<input type="checkbox"/>	Jaune opaque RAL 1021	<input type="checkbox"/>
	Bleu outremer RAL5002	<input type="checkbox"/>	Vert mousse RAL 6005	<input type="checkbox"/>
	Rouge RAL 3003	<input type="checkbox"/>	Gris métallisé RAL 9006	<input type="checkbox"/>

Référence	Désignation	Tarif Public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
17.56	BABY EVOLUTION CHASSIS FIXE <a href="#">LPPR 9178797</a>	1 691,94 €	1 785,00 €	<b>962,20 €</b>	


Roues/roulettes et options sur roues					X
R120-PU	Roues avant diam 120 à bandage	DE SERIE			
14.61/22-1	Roues arrières 22" à bandage souple	97,43 €	102,79 €		
	Roues arrières 22" sur pneumatiques gonflables	DE SERIE			
13.44B	Roulettes pour passages étroits	126,48 €	133,44 €		
13.47B	Roulette anti bascule Droite ou Gauche*	142,25 €	150,07 €		
13.20	Freins à tambour avec leviers pour accompagnateur	204,60 €	215,85 €		
15.92/P	Rallonges de freins	63,23 €	66,71 €		

DOSSIER					X
	Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension	DE SERIE			
13.40	Coussin de dossier rembourré monté sur sangles réglables en tension <a href="#">LPPR 9384947</a>	113,28 €	119,51 €	<b>34,90 €</b>	

Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
<b>ASSISE</b>					<b>X</b>
<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>		DE SERIE			
22.56E	Coussin rembourré économique LPPR 9384947	130,20 €	137,36 €	34,90 €	
13.15SD	Coussin d'assise anatomique avec fond rigide LPPR 9384947	539,40 €	569,07 €	34,90 €	

<b>APPUI-TETE</b>					<b>X</b>
14.82	Prolongateur de dossier - LPPR 9384901	133,92 €	141,29 €	63,41 €	
21.78E	Appui-tête enveloppant orientable LPPR 9384901	279,00 €	294,35 €	63,41 €	
21.80N	Appui-tête enveloppant occipital en PU LPPR 9384901	297,60 €	313,97 €	63,41 €	

<b>AUTRES OPTIONS</b>					<b>X</b>
14.77/B	Manchettes accoudoirs réglables		141,36 €	149,13 €	
13.48	Câle tronc fixe Droit	Câle tronc fixe gauche	95,58 €	100,84 €	
13.48A	Câle tronc orientable droit	Câle tronc orientable gauche	172,98 €	182,49 €	
13.58B	Plôt d'abduction		145,08 €	153,06 €	
14.51J	Tablette transparente NON RABATTABLE LPPR 9384930		279,00 €	294,35 €	76,84 €
14.51RPJ	Tablette transparente RABATTABLE LPPR 9384930		308,76 €	325,74 €	76,84 €
14.62NJ	Harnais		297,60 €	313,97 €	
14.66H	Sangles thoracique		130,20 €	137,36 €	
14.66PL	Sangle pelvienne		130,20 €	137,36 €	
13.37	Sangles de chevilles		69,30 €	73,11 €	



**Observations / fabrication sur mesure**

<i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i>	<i>Adresse de livraison</i>	<i>Adresse de facturation si différente</i>
---	-----------------------------	---