



**17.56F - BABY EVOLUTION PLIANT**



Aide en conformité au Standard EN 12183. Structure en aluminium verni à poudres époxy avec finition brillante. Châssis réglable en largeur et en profondeur de 2 cm en 2 cm, de 24 à 34 cm; assise et dossier avec sangles réglables en tension, toiles rembourrées préparées pour le réglage en largeur et en profondeur de cm 24 à 34. Protège vêtements fixes. Freins de stationnement; roues arrières 22" pneus à démontage rapide fixées sur le châssis sur un support avec différentes positions possibles pour adapter la conduite de façon optimale à l'utilisateur. Roulettes antibasculade amovibles. Roues avant directionnelles en PU Ø100-120 mm avec support de fourche permettant le réglage de la hauteur selon la position de la roue arrière. Possibilité de changer la hauteur de l'assise de 44 à 48 cm. Palettes repose pieds rabattables et réglable en hauteur, largeur, profondeur en inclinaison du pied. Poignées pour accompagnateur réglables en hauteur. Tous les matériaux utilisés pour la fabrication sont hypoallergéniques et atoxiques. Poids max. 75 Kg.

Sélectionner le réglage de la largeur d'assise souhaité :					
24 cm	<input type="checkbox"/>	26 cm	<input type="checkbox"/>	28 cm	<input type="checkbox"/>
30 cm	<input type="checkbox"/>	32 cm	<input type="checkbox"/>	34 cm	<input type="checkbox"/>

Couleur châssis	Noir semi opaque VR101N	<input type="checkbox"/>	Jaune opaque VR504G	<input type="checkbox"/>
	Bleu outremer VR203BL	<input type="checkbox"/>	Vert mousse VR600V	<input type="checkbox"/>
	Rouge VR302R	<input type="checkbox"/>	Gris métallisé VR700GR	<input type="checkbox"/>


Référence	Désignation	Tarif Public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
17.56F	BABY EVOLUTION PLIANT LPPR 9178797	1 874,88 €	1 978,00 €	962,20 €	

Roues/roulettes et options sur roues					X
R120-PU	Roues avant diam 120 à bandage				
R150-PU	Roues avant diam 150 à bandage	28,68 €	30,26 €		
14.61/22-1	Roues arrières 22" à bandage souple	97,43 €	102,79 €		
	Roues arrières 22" sur pneumatiques gonflables				
13.55/E	Roues avant à démontage rapide	104,16 €	109,89 €		
13.60D	Kit hémiplégique à droite (sans carrossage) LPPR 9384953	257,09 €	271,23 €	271,23 €	
13.60S	Kit hémiplégique à gauche (sans carrossage) LPPR 9384953	257,09 €	271,23 €	271,23 €	
13.44B	Roulettes pour passages étroits	126,48 €	133,44 €		
13.47B	Roulettes anti bascule	142,25 €	150,07 €		
13.20	Freins à tambour avec leviers pour accompagnateur	204,60 €	215,85 €		
15.92/P	Rallonges de freins	63,23 €	66,71 €		


DOSSIER					X
14.34	Dossier inclinable manuel	243,66 €	257,06 €		
14.82	Prolongateur de dossier - LPPR 9384960	133,92 €	141,29 €	63,41 €	
13.40	Coussin de dossier rembourré monté sur sangles réglables en tension LPPR 9384947	113,28 €	119,51 €	34,90 €	



Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
<b>ASSISE</b>					<b>X</b>
22.56E	Coussin rembourré économique LPPR 9384947	130,20 €	137,36 €	34,90 €	
13.15SD	Coussin d'assise anatomique avec fond rigide LPPR 9384947	539,40 €	569,07 €	34,90 €	

<b>APPUI-TETE</b>					<b>X</b>
21.78E	Appui-tête enveloppant orientable LPPR 9384901	279,00 €	294,35 €	63,41 €	
14.81AJ	Appui-tête avec côtés réglables en angle LPPR 9384901 	520,80 €	549,44 €	63,41 €	
21.80N	Appui-tête enveloppant occipital en PU LPPR 9384901	297,60 €	313,97 €	63,41 €	

<b>AUTRES OPTIONS</b>					<b>X</b>
14.74	Relève-jambes inclinables manuels non amovibles - La paire	200,50 €	211,53 €	105,76 €	
13.48	Câle tronc fixe Droit	95,58 €	100,84 €		
	Câle tronc fixe gauche				
13.48A	Câle tronc orientable droit	172,98 €	182,49 €		
	Câle tronc orientable gauche				
14./77B	Accoudoirs fixes (manchettes fixées au protège-vêtement)	141,36 €	149,13 €		
13.58B	Plôt d'abduction	145,08 €	153,06 €		
14.51J	Tablette transparente LPPR 9384930	279,00 €	294,35 €	76,84 €	
14.51RPJ	Tablette transparente rabattable 8 mm LPPR 9384930	308,76 €	325,74 €	76,84 €	
14.89	Accroche-taxis	297,60 €	313,97 €		
14.62N	Harnais	297,60 €	313,97 €		
14.66H	Sangle thoracique	130,20 €	137,361		
14.66PL	Sangle pelvienne	130,20 €	137,361		
13.37	Sangles de chevilles	69,30 €	73,1115		



**Observations / fabrication sur mesure**

<b>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</b>	<b>Adresse de livraison</b>	<b>Adresse de facturation si différente</b>
---	-----------------------------	---