



18.64M

HILO SEMI-ELECTRIQUE

VHP manuel à verticalisation électrique

Les largeurs d'assise standard annoncées sont réglables jusqu'à + 2 cm.

Les profondeurs d'assise standard annoncées sont réglables :

- largeur 36 (Junior): profondeur minimum 36 cm réglable jusqu'à + 10 cm.

largeur 42 et 46: profondeur minimum 42 cm réglable jusqu'à + 10 cm.

Verticalisation électrique par télécommande, avec boutons montée / descente et voyant lumineux indiquant l'état de charge de la batterie. Assise et dossier réglables en tension et rembourrés avec coussin. Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable vers l'avant.

Poignées réglables en hauteur et sangle thoracique de maintien. Freins manuels. Appui sous rotulien rembourré, réglable et amovible. Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur. Protège-vêtements en ABS réglables en largeur et amovibles.

Repose-pieds amovibles et palettes réglables en hauteur. Coussin appui-mollets.

Roues avant pivotantes Ø180 sur bandages souples. Roues arrières 24 OU 22 » SI JUNIOR sur pneumatiques à démontage rapide. 2 batteries de 2

Ah sans entretien avec centrale de commande équipée de prise pour le chargeur de batteries.

Autonomie : environ 30 verticalisations avec un utilisateur de 90 kg.

Poids utilisateur : maxi 120 kg ou 75 kg pour la version Junior.

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Télécommande droite/Gauche	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	Code LPPR
STANDARD	36 cm					2 984,78 €	3 148,94 €	2 425,05 €	9178870
	42 cm					2 984,78 €	3 148,94 €	2 425,05 €	
	46 cm					2 984,78 €	3 148,94 €	2 425,05 €	


SUPPL 13.74H FABRICATION SPECIALE. NOUS CONTACTER	50 cm					NOUS CONTACTER POUR ETUDE/DEVIS			
	55 cm								
	65 cm								



Couleur châssis	Noir semi opaque VR101N	Jaune opaque VR504G
	Bleu outremer VR203BL	Vert mousse VR600V
	Rouge VR302R	Gris métallisé VR700GR



Référence	Désignation	P.U HT	P.U TTC	LPPR	X
Assise/dossier électriques					
13.22LM	Bascule d'assise électrique	1 209,00 €	1 275,50 €		
13.22G	Bascule d'assise sur vérin à gaz/tierce personne	1 209,00 €	1 275,50 €		
14.92LM	Dossier inclinable électrique	1 004,40 €	1 059,64 €		
13.31HM	Relève-jambes électrique	1 525,20 €	1 609,09 €		




Roues/roulettes et options sur roues					LPPR	X
<i>DE SERIE</i>	Roues Av/bandages DIAM 180					
14.61/7	Roues AV/pneumatiques					
R100-PU	Roues AV /bandages DIAM 100	30,50 €	32,18 €			
R120-PU	Roues AV /bandages DIAM 120	28,68 €	30,26 €			
R150-PU	Roues AV/bandages DIAM 150	28,68 €	30,26 €			
14.61/24-1	Roues AR 24"/bandages souples-T42+46	48,36 €	51,02 €			
14.61/22-1	Roues AR 22"/bandages souples-T36	50,22 €	52,98 €			
13.10/E	Roues AR transit diam 300 à bandages	158,90 €	167,64 €			Roues AR 300
13.10HMT	Roues AR transit diam 300 à bandages avec freins à tambour	204,60 €	215,85 €			
13.61D	Kit hémiplégique Droit	LPPR 274,35 €	289,44 €	289,44 €		13.61
13.61S	Kit hémiplégique Gauche	9384953 274,35 €	289,44 €	289,44 €		
13.43HM	Roulettes anti-bascule	130,20 €	137,36 €			13.43GB
13.43G	Roulettes anti-bascule escamotables	203,70 €	214,90 €			
13.43GB	Roulettes anti-bascule/balancier	362,70 €	382,65 €			
13.65	Kit pour amputés	122,76 €	129,51 €			13.43G
13.20	Freins à tambour/roues 24"	204,60 €	215,85 €			
15.92P	Rallonges de frein	63,23 €	66,71 €			











DOSSIER		P.U HT	P.U TTC	LPPR	X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.	323,64 €	341,44 €	34,90 €		 13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.	647,28 €	682,88 €	34,90 €		


ASSISE		P.U HT	P.U TTC	LPPR	X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>					
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension	323,64 €	341,44 €	34,90 €		 13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque	647,28 €	682,88 €	34,90 €		 22.56
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm	130,20 €	137,36 €	34,90 €		

RELEVE-JAMBES/POTENCES		P.U HT	P.U TTC	LPPR	X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Palettes séparées. Appui sous-rotulien escamotable et amovible</i>					
14.73HLM	Potences escamotables et amovibles	320,00 €	337,60 €			 14.73HLM
21.84HC	kit repose-pied central monobloc + appui sous rotulien central	372,00 €	392,46 €			
14.74SIGM	Relève-jambes sérés/vérin à gaz	1 004,40 €	1 059,64 €			
13.31HM	Relève-jambes électrique	1 525,20 €	1 609,09 €			
14.73HM	Palette repose-pieds monobloc à hauteur variable électrique	1 406,16 €	1 483,50 €			 14.73HM

APPUI-TETE		P.U HT	P.U TTC	LPPR	X	
14.82E	Prolongateur de dossier	133,92 €	141,29 €	63,41 €		 14.82E
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital	297,60 €	313,97 €	63,41 €		
21.78E	Appui-tête orientable	279,00 €	294,35 €	63,41 €		 21.80E
21.82E	Appui-tête postural enveloppant	316,20 €	333,59 €	63,41 €		
14.81EN	Appui-tête postural fixe	483,60 €	510,20 €	63,41 €		 21.82E
14.81A	Appui-tête avec côtés réglables en angle	520,80 €	549,44 €	63,41 €		

AUTRES OPTIONS	Désignation	P.U HT	P.U TTC	LPPR	x	
14.51UR	Tablette transparente	252,96 €	266,87 €	76,84 €		 14.51/54UR
14.54UR	Tablette en ABS gris	223,20 €	235,48 €	76,84 €		
13.48	Câble tronc Droite Gauche	98,58 €	104,00 €			
13.48A	Câble tronc orientable Droite Gauche	172,98 €	182,49 €			 13.48A
13.00/S	Accoudoirs enveloppant 90°	279,00 €	294,35 €			 13.00/S
13.00/N	Accoudoirs enveloppant 45°	279,00 €	294,35 €			
DE SERIE	Protège-vêtements					 13.00/N
14.23H	Protège-vêtements rembourrés	165,54 €	174,64 €			

AUTRES OPTIONS	Désignation	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	x	
DE SERIE	Sangle thoracique					
14.62N	Harnais	297,60 €	313,97 €			 14.62N
14.66PL	Sangles pelvienne	130,20 €	137,36 €			
13.37	Sangles de chevilles	69,30 €	73,11 €			
13.37	Sangles talonnières	78,12 €	82,42 €			
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison	148,00 €	156,14 €			
14.73H6	Palettes repose-pieds réglables en inclinaison + longues de 6 cm	212,00 €	223,66 €			
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique	186,00 €	196,23 €			 14.76/14.76H
14.76H	Plaque aluminium/palettes aluminium	223,20 €	235,48 €			
14.89D	Accroche-taxis	297,60 €	313,97 €			 21.86
21.86	Manchette acoudoir 1 côté incurvé	102,92 €	108,58 €			
21.88	Manchettes accoudoir 2 côtés incurvés	122,76 €	129,51 €			 21.88



Observations/Fabrications spéciales...

"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société

Adresse de livraison

Adresse de facturation si différente