



18.82AB





FAUTEUIL BABY ELECTRIC

Caractéristiques du fauteuil:

Fauteuil roulant électronique complet compact avec châssis en acier vernis à la poudre epoxy. Largeur d'assise réglable par écartement des protèges vêtements (largeur int. 34 réglable jusqu'à 28 cm. Et largeur int. 28 réglable jusqu'à 22 cm.) et profondeur réglable jusqu'à + 8 cm. Bascule d'assise de - 5° à + 28° par verin à gaz et lift de 40 à 60 cm par verin à gaz. Siège rembourré avec coussin sur fond rigide. Dossier rembourré sur sangles réglables en tension, inclinable par verin à gaz de 0° à + 25°. Accoudoirs rembourrés escamotables, réglables en hauteur et en inclinaison jusqu'à 12°. Protège vêtements en duraluminium amovibles avec réglages indépendants en largeur et en abduction. Relève-jambe monobloc inclinable par verin à gaz avec plaque repose pieds réglable en hauteur, en inclinaison de l'angle / flexo-extension de 20° et rabattable vers le haut. Appui - mollets rembourré réglable en hauteur. Roues à traction avant Ø320 pneus avec moteurs de 180 Watt avec freins électriques et débrayage (roues libres). Roues arrières pivotantes Ø200 pneus avec support articulé au milieu sur le châssis. Paire de roulettes avant amorties antibascule. Paire de batteries de 35 Amp sans entretien (mod. A.G.M.). Chargeur électrique 5 Ah fourni. Contrôle électronique (joystick) 60 Amp avec régulateur de vitesse à 5 niveaux max. 7 Km/h. Poids max. 75 Kg. Autonomie jusqu'à max. 5 heures

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	x	
STANDARD	28/22 cm				4 738,39 €	4 999,00 €	3 938,01 €		LPPR 9178811
	34/28 cm				4 738,39 €	4 999,00 €	3 938,01 €		

Couleur châssis <i>Entourer votre choix</i>	Noir métallisé VR100N	Rouge brillant VR303R	Vert brillant VR601V
	Bleu foncé brillant VR204BL	Orange brillant VR400A	
	Bleu clair brillant VR205BL	Vert/jaune fluo VR205G	

Référence	Désignation	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X	
Assise/dossier/RJ électriques						
13.22AB	Bascule d'assise électrique	967,20 €	1 020,40 €			 13.22N
13.27C	Lift électrique	1 450,80 €	1 530,59 €			 13.27-82
14.34EE	Dossier inclinable manuel	390,60 €	412,08 €			
14.92B	Dossier inclinable électrique	1 406,16 €	1 483,50 €			 14.92S
14.74EB	Relève-jambes inclinables électrique monobloc	985,80 €	1 040,02 €			
14.73B	Palette monobloc à HV électrique	1 406,16 €	1 483,50 €			 14.74

Roues/roulettes et options sur roues					x	
DE SERIE	Roues AV pneus DIAM 200X50					
13.79A	Roues AV 200X50 à bandage souple	96,72 €	102,04 €			
DE SERIE	Roues AR en pneumatiques gonflables DIAM 320					
13.79HV	Roues AR 320 à bandage souple	210,00 €	221,55 €			
C-COLOR-TP	Jantes couleur châssis	483,60 €	510,20 €			
	Roulettes anti-bascule			DE SERIE		




Référence	Désignation	LPPR	Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR		
COMMANDES/SUPPORTS DE COMMANDES						X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Manipulateur VR2 ou R-NET selon configuration monté sur support fixe</i>	<i>Droite</i>		<i>Gauche</i>			
13.26C	Pantographe		226,92 €	239,40 €			
14.95S	Double commande	9384976	677,03 €	714,27 €	714,27 €		14.95S
14.94U	Déplacement support de commande	9384982	212,04 €	223,70 €	35,71 €		
13.11	Protection manipulateur		74,40 €	78,49 €			
14.98/R	Commande au menton/bras articulé	9384982	1 395,00 €	1 471,73 €	35,71 €		14.98/R
14.99	Commande au menton sur harnais		812,42 €	857,10 €	35,71 €		
14.94-50	Kit commande omniplus+JCM+2		3 106,20 €	3 277,04 €			
14.94-80	contacteurs/Rnet 2 contacteurs pour R-Net		613,80 €	647,56 €			14.94-50

DOSSIER						X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension</i>						
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.		323,64 €	341,44 €			13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647,28 €	682,88 €			

ASSISE						X	
<i>DE SERIE</i>	<i>Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension</i>						
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension		323,64 €	341,44 €			13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647,28 €	682,88 €			
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130,20 €	137,36 €			22.56

APPUI-TETE						X	
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297,60 €	313,97 €			21.80E
21.78E	Appui-tête orientable		279,00 €	294,35 €			
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316,20 €	333,59 €			21.82E
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483,60 €	510,20 €			

AUTRES OPTIONS	Désignation	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	X		
14.51RPJ	Tablette rabattable transparente	308,76 €	325,74 €				14.51RPJ
13.48	Câle tronc Droite Gauche	98,58 €	104,00 €				
13.48A	Câle tronc orientable Droite Gauche	172,98 €	182,49 €				13.48A
13.00/S	Accoudoirs enveloppant 90°	255,00 €	269,03 €				13.00/S
13.00/N	Accoudoirs enveloppant 45°	255,00 €	269,03 €				13.00/N
<i>DE SERIE</i>	<i>Protège-vêtements réglables en abduction</i>						
14.23H	Protège-vêtements rembourrés	165,54 €	174,64 €				
13.68HE	Kit feux de route	885,81 €	934,53 €				13.68HE
14.89S	Accroche-taxis	279,00 €	294,35 €				
14.66H	Sangle thoracique	130,20 €	137,36 €				14.62N
14.62N	Harnais	297,60 €	313,97 €				14.66PL
14.66PL	Sangles pelvienne	130,20 €	137,36 €				
13.37	Sangles maintien du pied	69,30 €	73,11 €				13.37



Observations/Fabrications spéciales

<p>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</p>	<p>Adresse de livraison</p>	<p>Adresse de facturation si différente</p>
---	-----------------------------	---